


Specjalistyczne produkty ortopedyczne



Z PASJĄ TWORZYMY LEPSZE JUTRO

NOVICARE

Dystrybutor marek globalnych - Dr.MED, ABCTeks, Orthocare



Bezpieczny powrót do pełnej sprawności

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą mającą w swojej ofercie szeroką gamę wysokiej jakości produktów ortopedycznych uznanych marek jak **Dr.Med, Orthocare i ABCTeks**.

Dlatego wszystkim poszukującym rozwoju i nowych możliwości biznesowych proponujemy współpracę partnerską. Jasne zasady, swoboda działania i sprawna komunikacja gwarantują korzyści dla obu stron.

Potencjalnych pacjentów kierujemy bezpośrednio do naszych partnerów handlowych. Umieść wizytówkę swojego sklepu na naszej stronie. Ułatwisz kontakt pacjentowi, który wygodnie trafi do Twojego sklepu. Możesz wskazać wszystkie niezbędne informacje. **Skontaktuj się z nami:** Wyślij nam wiadomość na **biuro@novicare.pl** lub zadzwoń pod numer **668 568 002**. Odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy. Otrzymasz od nas katalog produktów oraz warunki handlowe.



Dlaczego Novicare?



Fachowe doradztwo

Jesteśmy specjalistami z dużą wiedzą, którą chętnie się dzielimy i pomagamy znaleźć odpowiednie produkty.



Wysoka jakość w dobrej cenie

Oferujemy tylko produkty, które charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.



Szybka realizacja zamówień

Praktycznie wszystkie produkty posiadamy na stanie, dzięki czemu możemy ekspresowo realizować zamówienia.



Elastyczne warunki współpracy

Do współpracy podchodzimy elastycznie, dlatego jej warunki dopasowujemy indywidualnie do każdego partnera.



Legenda oznaczeń

TUŁÓW



Zmierz talię na wysokości pępka

NADGARSTEK



Zmierz obwód nadgarstka

KOLANO



Zmierz obwód kolana na środku rzepki kolanowej (kolano lekko ugięte)

STOPA



Zmierz obwód kostki nad występami kostnymi



Długość stopy

BARK



Zmierz obwód pod piersią



Zmierz długość przedramienia

ŁOKIEĆ



Zmierz obwód łokcia

SZYJA




Zmierz obwód szyi

Spis treści

str. 8

Tułów



str. 20

Nadgarstek



str. 51

Kolano




str. 36

Stopa




str. 61

Bark



str. 65

Łokieć




str. 69

Szyja



str. 71

Akcesoria



str. 72

Poduszki



str. 78

Palce





ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE



ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



DR-B021 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszbiny idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- system dwustronnych, elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję w codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134

ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



DR-B047-1 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

OPIS:

- lekka, przewiewna tkanina zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza,
- dwie wyprofilowane fiszbiny stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójne, krzyżowe, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i brzuszny gwarantuje komfort i dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



DR-B047 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

OPIS:

- lekka, przewiewna tkanina zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza,
- dwie wyprofilowane fiszbiny stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójne, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i brzuszny gwarantuje komfort i dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



DR-B627-1 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- perforowany panel umieszczony w kieszeni ortezy gwarantuje maksymalną stabilizację na całej powierzchni odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- podwójne, krzyżowe, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje dyskrecję,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



DR-B623 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- dwie wyprofilowane fiszby idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójny krzyżowy system sztywnych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje dyskrecję w codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



DR-B053 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- lekka i subtelna struktura gwarantuje dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- dwie wyprofilowane fiszbiny stabilizują odcinek lędźwiowy,
- dwustronne, sztywne pasy zapinane na velcro umożliwiają regulację stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny nie ogranicza ruchów przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



DR-B035 Wysoka orteza lędźwiowa

OPIS:

- doskonale oddychający elastyczny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane aluminiowe stalki zapewniają maksymalny poziom stabilizacji, wyłączając ruch w obrębie kręgosłupa do odcinka piersiowego,
- system podwójnych, nieelastycznych pasów poprzecznych służy do regulacji stabilizacji i jest dopełnieniem optymalnego unieruchomienia kręgosłupa,
- kształt ortezy zapewnia idealne dopasowanie do budowy anatomicznej.

WSKAZANIA:

- dyskopatie,
- osteoporoza,
- leczenie przed i pooperacyjne,
- zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe,
- duże niestabilności kręgosłupa,
- kręgozmyk.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



DR-B033 Wysoka orteza lędźwiowa



OPIS:

- doskonale oddychający elastyczny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane aluminiowe stłki zapewniają maksymalny poziom stabilizacji, wyłączając ruch w obrębie kręgosłupa do odcinka piersiowego,
- system podwójnych, nieelastycznych pasów poprzecznych służy do regulacji stabilizacji i jest dopełnieniem optymalnego unieruchomienia kręgosłupa,
- kształt ortezy zapewnia idealne dopasowanie do budowy anatomicznej.

WSKAZANIA:

- dyskopatie,
- osteoporoza,
- leczenie przed i pooperacyjne,
- zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe,
- duże niestabilności kręgosłupa,
- kręgozmyk.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

ORTEZY ŁĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



DR-B023 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- trzy wyprofilowane fiszbiny gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



SZ-B01 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- trzy wyprofilowane fiszbiny gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L
cm	73 - 81	81 - 89	89 - 97



SFB01 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- dwie wyprofilowane fiszbiny oraz panel stabilizujący gwarantują odpowiednią stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- zastosowanie szelek zapobiega zsuwaniu się ortezy podczas wykonywania prac fizycznych,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	M	L
cm	82 - 97	97 - 112



DR-B003 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



OPIS:


- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszbiny gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- zastosowanie szelek zapobiega zsuwaniu się ortezy podczas wykonywania prac fizycznych,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	M	L	XL	2XL
cm	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



DR-B011-1 Korektor postawy



OPIS:

- wykonany jest z ażurowej, oddychającej tkaniny, zapewniającej maksymalny komfort i dopasowanie,
- posiada elastyczne, metalowe, spiralne fiszby umiejscowione przykręgosłupowo pomagające w utrzymaniu prawidłowej postawy,
- elastyczne taśmy zapinane na rzepy pozwalają na anatomiczne dopasowanie korekta,

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	63 - 72	73 - 81	81 - 89	89 - 97

WSKAZANIA:

- skolioza,
- skrzywienia kręgosłupa,
- w przypadku odciążenia kręgosłupa w odcinku piersiowym



HB-5244 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszby idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję,

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
 - osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
 - niestabilność,
 - zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,
- Wysokość - 26 cm.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



HB-5245 Wysoka orteza lędźwiowa

OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszby idealnie stabilizują odcinek lędźwiowo-piersiowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję,

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
 - osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
 - niestabilność,
 - zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,
- Wysokość - 32 cm.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



HB-5248 Wysoka orteza lędźwiowo-piersiowa z podpaszkami

OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszby oraz dwie stałe stabilizują odcinek lędźwiowo-piersiowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i piersiowym gwarantuje dopasowanie, wygodę i dyskrecję,

WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból kręgosłupa lędźwiowo-piersiowego,
- osłabienie mięśni
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134

ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



HB-5240 Pas brzuszny

OPIS:

- wysokiej jakości oddychający materiał gwarantujący komfort użytkowania,
- zapięcie na rzepy pomaga na optymalne dopasowanie do budowy anatomicznej,

WSKAZANIA:

- stany pooperacyjne,
 - przepukliny brzuszne,
 - poporodowo,
- Wysokość pasa: 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



WB-01 Rozgrzewający pas brzuszny wełniany


OPIS:

- wysokiej jakości syntetyczna wełna – akrylik ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie okolicy lędźwiowo- krzyżowej,
- zamknięta konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie do ciała, dyskrecję i komfort,

WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej
 - reumatyzm, artretyzm
 - bóle mięśni, lumbago - ból w okolicy lędźwiowej,
 - zapalenie korzonków
- Wysokość 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



2810 Rozgrzewający pas brzuszny wełniany

OPIS:

- wysokiej jakości syntetyczna wełna – akrylik ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie okolicy lędźwiowo- krzyżowej,
- zamknięta konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie do ciała, dyskrecję i komfort,

WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej
 - reumatyzm, artretyzm
 - bóle mięśni, lumbago - ból w okolicy lędźwiowej,
 - zapalenie korzonków
- Wysokość 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135



ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



ROZMIAR	U	S	M	L	XL
cm	13-21	13.5-15.5	15.5-17.5	17.5-19.5	19.5-21.5

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



DR-W090 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci,
- linia kompresyjna, precyzyjny zwiększony ucisk na wybrane miejsca,

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	S	L
cm	13,5 - 16	16 - 19



DR-W001 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości, perforowany neopren rozgrzewa staw i poprawia ukrwienie,
- regulowany pasek boczny pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- wygodne zakładanie gwarantuje zastosowanie bocznej klamry.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W002 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości, perforowany neopren rozgrzewa staw i poprawia ukrwienie,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- otwór na kciuk gwarantuje indywidualne dopasowanie do nadgarstka oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W136 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- otwór na kciuk gwarantuje indywidualne dopasowanie do nadgarstka oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W008 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci,
- forma rękawiczki gwarantuje stabilizację i ochronę części dłoniowej,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację kompresji oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L
cm	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21



DR-W132 Orteza nadgarstka i kciuka (lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości oddychający neopren zapewnia stabilizację i odpowiednią kompresję,
- szyna grzbietowa gwarantuje maksymalne usztywnienie w obrębie nadgarstka i kciuka,
- taśmy zapinane na velcro pozwalają na indywidualne dopasowanie do budowy anatomicznej.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



SZ-W01 Orteza stawu nadgarstkowego



OPIS:

- podwójne zapięcie na rzep zapewnia mocne i stabilne dopasowanie wokół nadgarstka,
- ergonomiczny kształt zapobiega przesuwaniu się opaski
- wykonana z miękkiego, elastycznego i przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



SZ-W02 Orteza stawu nadgarstkowego



OPIS:

- zapięcie na rzep zapewnia mocne i stabilne dopasowanie wokół nadgarstka,
- ergonomiczny kształt zapobiega przesuwaniu się opaski
- wykonana z miękkiego, elastycznego i przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- wzmocnienie wokół nadgarstka gwarantuje większy stopień stabilizacji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



SF-W01 Orteza stawu nadgarstkowego



OPIS:

- wykonana z miękkiego, przepuszczającego powietrze materiału
- podwójne, regulowane zapięcie na rzep pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.
- prosta, a zarazem funkcjonalna konstrukcja ułatwia użytkowanie podczas aktywności
- zapewnia stabilne wsparcie nadgarstka
- nowoczesny design – czarna, minimalistyczna kolorystyka pasuje do każdego stylu.
- lekka i kompaktowa – łatwa do zabrania w podróż lub do pracy.

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



SF-W02 Orteza stawu nadgarstkowego



OPIS:

- wykonany ze wzmocnionego, przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.
- prosta, a zarazem funkcjonalna konstrukcja ułatwia użytkowanie podczas aktywności
- zapewnia stabilne wsparcie nadgarstka
- nowoczesny design – czarna, minimalistyczna kolorystyka pasuje do każdego stylu

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



DR-W132-1 Orteza nadgarstka i kciuka


OPIS:

- doskonałej jakości oddychający neopren zapewnia stabilizację i odpowiednią kompresję,
- dwie anatomicznie wyprofilowane szyny biegnące po obu stronach kciuka gwarantują maksymalne usztywnienie,
- taśmy zapinane na velcro pozwalają na indywidualne dopasowanie.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W132-7 Orteza palca

OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję,
- szyna stabilizująca daje możliwość maksymalnego usztywnienia dowolnego palca,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa,
- niewielkie zniekształcenie, skrzywienia palca.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W132-2 Orteza palca



OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- aluminiowa szyna stabilizująca zapewnia wysoki stopień usztywnienia dowolnego palca i nadgarstka,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa nadgarstka i palca,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia palca.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W132-4 Orteza stawu nadgarstkowego i palców



OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję,
- dwie aluminiowe szyny stabilizujące, maksymalnie unieruchamiają 3 i 4 palec, a także nadgarstek,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka, a także 3 i 4 palca,
- choroba zwyrodnieniowa palców,
- niewielkie zniekształcenie.

ROZMIAR	S	L
cm	14,5 - 17,5	17,5 - 20,5

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



DR-W132-6 Orteza nadgarstka i palca

OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana szyna stabilizująca kciuk zapewnia wysoki stopień usztywnienia,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja i unieruchomienie po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa nadgarstka i kciuka,
- niewielkie zniekształcenie.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-W020 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- dodatkowe otwory wentylujące służą do odprowadzenia wilgoci.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L
cm (lewa / prawa)	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21



DR-W054 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- boczne zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbina w kształcie litery „S” znajdująca się po stronie grzbietowej zapewnia maksymalne usztywnienie,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21



DR-W055 Orteza stawu nadgarstkowego

OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



DR-W021 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21



DR-W022 Orteza stawu nadgarstkowego i kciuka

(lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- orteza wyposażona jest w szynę stabilizującą kciuk,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21



DR-W056 Orteza stawu nadgarstkowego UNI

ROZMIAR	S	L
cm (UNI)	16 - 18,5	19 - 21,5

OPIS:

- wykonana w technologii bezszwowej minimalizując linie szycia dzięki czemu zwiększono komfort użytkownika,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie i dłoń,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,

WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- stabilizacja nadgarstka.

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



DR-W012 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)

OPIS:

- doskonałej jakości przewiewna tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbiny znajdujące się po stronie grzbietowej a także dodatkowa taśma, wzmacniają siłę stabilizacji,
- nowoczesny design i niezwykła lekkość,
- wersja długa.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.




ROZMIAR	M	L
cm (lewa / prawa)	16 - 18,5	19 - 21,5

BOA


ZAPINANIE

Wciśnij pokrętko i obracaj.



ROZPINANIE

Odciągnij pokrętko, poluzuj linkę.



DOPASOWANIE

Przekrećaj pokrętkiem w prawo lub lewo.



Precyzyjne dopasowanie

System BOA gwarantuje precyzyjne dopasowanie oraz jednolitą kompresję

Szybkość

Błyskawiczne zapinanie i rozpinanie przy użyciu jednej ręki

Mikroregulacja

Wygodna i perfekcyjna regulacja za pomocą pokrętła BOA

Wytrzymałość

Linka w systemie BOA wykonana jest z najwyższej jakości stali




Boa® Closure System

ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO Z SYSTEM BOA



Boa® Closure System



SZ-W51 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)



ROZMIAR	S	M	L
cm (lewa / prawa)	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21


OPIS:

- oddychający materiał zapewnia komfort nawet przy długotrwałym noszeniu,
- ergonomiczny design -wyprofilowana, lekka szyna dłoniowa stabilizuje nadgarstek i dłoń
- zapięcie typu BOA gwarantuje komfort zakładania i łatwą regulację kompresji
- wzmocniona konstrukcja gwarantuje wyższą wytrzymałość ortezy i odporność na uszkodzenia podczas prac fizycznych
- profilowana aluminiowa szyna zapewnia solidne wsparcie dla nadgarstka, redukując ból i przyspieszając regenerację.
- zapięcie wokół kciuka utrzymuje prawidłową pozycję dłoni,
- dyskretna i wygodna – idealna do noszenia w pracy, domu i podczas snu.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO Z SYSTEM BOA



DR-W084 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)



OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfort regulacji kompresji i stabilizacji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoni,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13,5 - 15,5	15,5 - 17,5	17,5 - 19,5	19,5 - 21,5

ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



KB-433 Orteza stawu nadgarstkowego i kciuka

OPIS:

- wysokiej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- anatomicznie wyprofilowana szyna obejmująca kciuk gwarantuje wysoki stopień stabilizacji,
- zapewnia możliwość indywidualnego doprofilowania usztywnienia do kształtu kciuka,
- zapięcia na velcro umożliwiając dokładne dopasowanie ortezy.

WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	XS-M	M-L	L-XXL
cm	14 - 18	18 - 22	22 - 26



ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



DR-A010 Orteza stawu skokowego



OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30



DR-A090 Orteza stawu skokowego



OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia lekki stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego,
- linia sportowa.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30



DR-A135 UNI Orteza stawu skokowego




OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- forma taśmy zawijanej ósemkowo wkoło stawu skokowego pozwala na indywidualne dostosowanie kompresji i stabilizacji,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień usztywnienia, wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-A009 Orteza stawu skokowego



OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- elastyczne taśmy zapinane ósemkowo wkoło stawu skokowego wzmacniają stabilizację,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



SZA-01 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wykonany z wysokiej jakości tkaniny odprowadzającej wilgoć,
 - bezszywowa konstrukcja zapewnia wysoki poziom dopasowania,
 - tylne zapięcie na rzep pozwala na komfortowe zakładanie,
 - elastyczne taśmy krzyżowe wzmacniają stabilizację stawu skokowego, ograniczając ruchy boczne,
 - orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28



SFA-01 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wykonany z wysokiej jakości tkaniny odprowadzającej wilgoć,
 - bezszywowa konstrukcja zapewnia wysoki poziom dopasowania,
 - tylne zapięcie na rzep pozwala na komfortowe zakładanie,
 - elastyczne taśmy krzyżowe wzmacniają stabilizację stawu skokowego, ograniczając ruchy boczne,
 - orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



7640 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazów
 - wyposażona jest w wyjmowane, anatomicznie wyprofilowane usztywnienia zapewniające komfort i odpowiednią stabilizację boczno-przyśrodkową
 - zapięcie na velcro gwarantują optymalne dopasowanie do stawu

WSKAZANIA:

- pooperacyjnie, niestabilność więzadłowa,
- zwichnięcia, skręcenia,
- nawracające dolegliwości bólowe,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30



DR-A002 Orteza stawu skokowego



OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- dwie szyny znajdujące się po obu stronach stawu zapewniają maksymalny stopień stabilizacji,
- elastyczna taśma zapinana krzyżowo wzmacnia siłę unieruchomienia
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bolesności i obrzęku,

WSKAZANIA:

- w nawracających zwichnięciach,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



DR-A001 Aparat korekcyjny na hallux (lewy / prawy)



OPIS:

- perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- opaska zapinana na velcro w przedniej części stopy zapewnia stabilizację i kompresję,
- taśma korygująca hallux pozwala na regulację odwieżenia palucha koślawego w zależności od wady i preferencji,
- konstrukcja aparatu daje możliwość całodobowego użytkowania.

WSKAZANIA:

- korekcja halluxa,
- profilaktyka pooperacyjna.

ROZMIAR	UNI
cm (lewa / prawa)	UNI

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



DR-A016 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- dwie sztywne, anatomiczne łuski stabilizujące staw skokowy,
- żelowe wkładki umieszczone w łuskach mają zastosowanie w terapii zimnem,
- możliwość regulacji unieruchomienia i kompresji przy zastosowaniu taśm zapinanych na velcro,
- dwuczęściowa konstrukcja zapewnia proste i komfortowe zakładanie.

WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-A081 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- lekki, wentylowany materiał zapewniający idealną cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfortową formę regulacji kompresji i stabilizacji,
- boczne i przyśrodkowe szyny unieruchamiają staw a także zabezpieczają przed kolejnymi urazami,
- taśmy stabilizujące typu CRISS-CROSS dodatkowo wzmacniają poziom unieruchomienia stawu,
- przewiewna tkanina i subtelna, innowacyjna konstrukcja w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usztywnienia tworzy ortezę niezwykle ekskluzywną i funkcjonalną.

WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



DR-A004 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bólesności i obrzęku,
- elastyczne taśmy zapinane krzyżowo wzmacniają stabilizację,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia, wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



DR-A002-1 Orteza stawu skokowego (lewa / prawa)

OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- dwie szyny znajdujące się po obu stronach stawu zapewniają maksymalny stopień stabilizacji,
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bólesności i obrzęku,
- dwie taśmy sztywne i elastyczne zapinane na velcro zabezpieczają przed bocznym skręceniem.

WSKAZANIA:

- w nawracających zwichnięciach,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia 1 i 2 stopnia.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



DR-A026 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- lekki, oddychający materiał zapewnia idealną cyrkulację powietrza
- sznurowana konstrukcja gwarantuje regulację kompresji
- boczne, wyprofilowane fiszbiny zabezpieczają staw skokowy przed urazami
- subtelna budowa i tkanina sprawiają, że orteza idealnie sprawdza się podczas aktywności

WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwknięcia, skręcenia stawu skokowego.



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



7210 Aparat na opadającą stopę

OPIS:

- konstrukcja ortezy składa się z dwóch części: opaski zapinanej nad kostką i drugiej zakładanej na przodostopiu.
- oba elementy połączone są za pomocą zapinanej na klamerkę nieelastycznej taśmy,
- zadaniem aparatu jest utrzymanie przodostopia w prawidłowej pozycji, zapobiegając opadaniu stopy
- dyskretny kształt i lekka konstrukcja sprawia, że aparat mieści się w obuwiu

WSKAZANIA:

- opadająca stopa spowodowana różnego rodzaju schorzeniami

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-A092 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia lekki stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego,
- silikonowe peloty, masują staw skokowy, zmniejszają obrzęk, poprawiają krążenie a także przyczyniają się do zmniejszenia dolegliwości bólowych.
- linia kompresyjna 3D

WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	18 - 22	22 - 26	26 - 30



7920 Orteza stawu skokowego

OPIS:

- wysokiej jakości perforowana tkanina zapewnia cyrkulację powietrza,
- odpowiednio tkany materiał gwarantuje optymalne dopasowanie i komfort,
- silikonowa anatomicznie wyprofilowana pelota stabilizuje, masuje i odciąża ścięgno Achillesa a jednocześnie pomaga zniwelować obrzęki i krwiaki,

WSKAZANIA:

- ostre i chroniczne zapalenia ścięgna Achillesa,
- stany podrażnienia, ból ścięgna Achillesa,
- zapalenie kaletki maziowej

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
cm	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO Z SYSTEM BOA



DR-A081 Orteza stawu skokowego



OPIS:

- lekki, wentylowany materiał zapewniający idealną cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfort regulacji kompresji i stabilizacji,
- boczne i przyśrodkowe szyny unieruchamiają staw a także zabezpieczają przed kolejnymi urazami,
- sztywne taśmy stabilizujące typu CRISS-CROSS dodatkowo wzmacniają poziom unieruchomienia stawu,
- przewiewna tkanina i subtelna, innowacyjna konstrukcja w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usztywnienia tworzy ortezę niezwykle ekskluzywną i funkcjonalną.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.



DR-A100 Orteza stawu skokowego typu Walker

OPIS:

- lekki but stabilizujący stopę i podudzie gwarantuje bardzo wysoki stopień unieruchomienia,
- konstrukcja składa się z dwóch szyn i antypoślizgowej podeszwy,
- rękaw wykonany jest z tkaniny zapewniającej bardzo wysoki stopień stabilizacji,
- przedni panel – pieszczelowy odpowiada za równomierne rozłożenie nacisku taśm dociągowych, usztywnia oraz ochrania gołęń,
- system komór powietrznych rozmieszczonych wewnątrz buta gwarantuje maksymalne dopasowanie i stabilizację,
- wersja krótka.

WSKAZANIA:

- ochrona i stabilizacja po urazach,
- skręcenia,
- uszkodzenia więzadeł,
- alternatywa dla unieruchomienia gipsowego.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



DR-A101 Orteza stawu skokowego typu Walker

OPIS:

- lekki but stabilizujący stopę i podudzie gwarantuje bardzo wysoki stopień unieruchomienia,
- konstrukcja składa się z dwóch szyn i antypoślizgowej podeszwy,
- rękaw wykonany jest z tkaniny zapewniającej bardzo wysoki stopień stabilizacji,
- przedni panel – pieszczelowy odpowiada za równomierne rozłożenie nacisku taśm dociągowych, usztywnia oraz ochrania gołęń,
- system komór powietrznych rozmieszczonych wewnątrz buta gwarantuje maksymalne dopasowanie i stabilizację,
- wersja długa.

WSKAZANIA:

- ochrona i stabilizacja po urazach,
- skręcenia,
- uszkodzenia więzadeł,
- alternatywa dla unieruchomienia gipsowego.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



DR-PC107 But na gips

OPIS:

- but wykonany jest z nieprzemakalnego materiału,
- może być zakładany na prawą lub lewą stopę,
- system zapinania na velcro pozwala na założenie i zapięcie buta na stopę o dużej deformacji, zabandażowaną lub w gipsie,
- otwarta konstrukcja przedniej części buta pozwala na łatwe i szybkie zakładanie,
- podeszwa antypoślizgowa zapewnia stabilną przyczepność do podłoża.

WSKAZANIA:

- osłona gipsu i innych opatrunków,
- po zabiegach chirurgicznych,
- w zastojach żylnych w obrębie stóp.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	26 - 31	31 - 36	36 - 41	41 - 46



DR-PC107-1 But na gips

OPIS:

- but wykonany jest z nieprzemakalnego materiału,
- może być zakładany na prawą lub lewą stopę,
- system zapinania na velcro pozwala na założenie i zapięcie buta na stopę o dużej deformacji, zabandażowaną lub w gipsie,
- otwarta konstrukcja przedniej części buta pozwala na łatwe i szybkie zakładanie,
- podeszwa antypoślizgowa zapewnia stabilną przyczepność do podłoża.

WSKAZANIA:

- osłona gipsu i innych opatrunków,
- po zabiegach chirurgicznych,
- w zastojach żylnych w obrębie stóp.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	26 - 31	31 - 36	36 - 41	41 - 46



7140 Silikonowe separatory

OPIS:

- separatory wykonane są z wysokiej jakości silikonu,
- przynoszą ulgę w bólu spowodowanym zachodzeniem na siebie palców,
- zapięcie buta na stopę o dużej deformacji,
- zapobiegają tworzeniu się odcisków i pęcherzy
- przywracają palcom właściwe położenie,

WSKAZANIA:

- profilaktyka halluksów.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



DR-A014 Podpiętki silikonowe



OPIS:

- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieranej na pięty,
- strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

WSKAZANIA:

- ostrogę piętową,
- ból kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	32 - 35	36 - 39	40 - 43	44 - 46



SS-002 Podpiętki silikonowe



OPIS:

- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieranej na pięty,
- strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

WSKAZANIA:

- ostrogę piętową,
- ból kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 39	39 - 42	43 - 45



7120 Podpiętki silikonowe



OPIS:

- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieranej na pięty,
- strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

WSKAZANIA:

- ostrogę piętową,
- ból kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	36 - 38	39 - 41	42 - 44

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



SS-001 Wkładki silikonowe



- OPIS:**
- wkładki wykonane są z silikonu o dwóch gęstościach, przynoszą ulgę odciążając i zapobiegając tym samym naciskowi w strefie pięty i śródstopia.
 - zawierają peloty wymuszające prawidłowe ustawienie stopy,

- WSKAZANIA:**
- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem poprzecznym lub/i podłużnym,
 - łagodzenie dolegliwości bólowych, amortyzacja

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
rozmiar buta	35 - 36	37 - 38	39 - 40	41 - 42	43 - 44	45 - 46




DR-A201 Wkładki żelowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości żel zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieranej na stopy,
 - strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

- WSKAZANIA:**
- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem
 - łagodzenie dolegliwości bólowych
 - ostrogę piętową, zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	37 - 39	40 - 42	43 - 45



DR-A202 Wkładki żelowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości żel zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieranej na stopy,
 - technologią AEGIS Microbe Shield pochłaniania zapach i zapobiega rozwojowi bakterii.

- WSKAZANIA:**
- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem
 - łagodzenie dolegliwości bólowych
 - ostrogę piętową, zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	L
rozmiar buta	36 - 40	41 - 45



7190 Aparat korekcyjny na hallux/dzień

OPIS:

- aparat na halluksy składa się z elastycznej taśmy zakończonej uchwytem nakładanym na paluch,
- taśmę owijamy wokół stopy i tym samym regulujemy siłę odwodzenia palucha,
- aparat można stosować całodobowo, jest niezwykle komfortowy,
- ze względu na lekką konstrukcję mieści się w obuwiu,

WSKAZANIA:

- korekcja halluksów.

ROZMIAR	UNI
(lewy / prawy)	UNI



7191 Aparat korekcyjny na hallux / noc

OPIS:

- aparat na halluksy składa się z elastycznej taśmy zakończonej uchwytem nakładanym na paluch,
- taśmę owijamy wokół stopy i tym samym regulujemy siłę odwodzenia palucha,
- aparat można stosować całodobowo, jest niezwykle komfortowy,
- ze względu na lekką konstrukcję mieści się w obuwiu,

WSKAZANIA:

- korekcja halluksów.

ROZMIAR	UNI
(lewy / prawy)	UNI



ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm (lewa / prawa)	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 46



DR-K018 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L
cm	26 - 31	31 - 36	36 - 41



DR-K019 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46

ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



DR-K090

Orteza stawu kolanowego
3D KOMPRESYJNA



OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki kompresyjny elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie oraz komfort użytkowania,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy,
- linia kompresyjna 3D.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46



DR-K092

Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki kompresyjny elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie oraz komfort użytkowania,
- orteza stabilizuje staw kolanowy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- linia kompresyjna 3D.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	26 - 31	31 - 36	36 - 41



DR-K006 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie przylega do stawu kolanowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie stopnia stabilizacji i kompresji,
- dwa paski zapinane na velcro zapobiegają zsuwaniu się ortezy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja krótka.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-K009 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie przylega do stawu kolanowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie stopnia stabilizacji i kompresji,
- dwa paski zapinane na velcro zapobiegają zsuwaniu się ortezy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja krótka.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



SFK-01 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- materiał oddychający i elastyczny – gwarantuje wysoki komfort użytkowania,
- wyposażona w pierścień stabilizujący rzepkę, który zapewnia prawidłowe jej położenie oraz ochronę przed przeciążeniami,
- otwarta konstrukcja pozwala na regulowanie kompresji,
- zapięcie za pomocą dwóch taśm pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy do stawu kolanowego,
- po stronie wewnętrznej wstawki antypoślizgowe zabezpieczające przed zsuwaniem się ortezy,
- model uniwersalny pasuje na kolano lewe lub prawe; łatwo się zakłada i dopasowuje.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



6141 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów,
- wyposażony jest w dwuzawiasowe szyny stabilizujące staw kolanowy,
- pierścień silikonowy stabilizuje rzepkę i zapobiega jej przemieszczaniu,
- część podkolanowa wykonana jest z lekkiej tkaniny dzięki czemu orteza jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu,

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łękotki,
- przepracowanie,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	S		L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



WK-01 Orteza stawu kolanowego wełniana



OPIS:

- syntetyczna wełna – akrylik ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie stawu kolanowego,
- zastosowana tkanina w naturalny sposób zatrzymuje ciepło, zwiększając przepływ krwi łagodzi bóle reumatyczne i mięśniowe,
- doskonale dopasowuje się do ciała i jest bardzo przyjemna w kontakcie z nim,

WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej,
- reumatyzm, artretyzm,
- bóle mięśniowe, bóle stawowe,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 48



6510 Orteza stawu kolanowego wełniana



OPIS:

- syntetyczna wełna – akrylik ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie stawu kolanowego,
- zastosowana tkanina w naturalny sposób zatrzymuje ciepło, zwiększając przepływ krwi łagodzi bóle reumatyczne i mięśniowe,
- doskonale dopasowuje się do ciała i jest bardzo przyjemna w kontakcie z nim,

WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej,
- reumatyzm, artretyzm,
- bóle mięśniowe, bóle stawowe,

ROZMI	S	M	L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45

ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



KB-314 Orteza stawu kolanowego

OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, masuje i poprawia ukrwienie,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała,

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42



KB-714 Orteza stawu kolanowego

OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, masuje i poprawia ukrwienie,
- spiralne fiszbinę odciążają i wspomagają pracę stawu kolanowego,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała.

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42



6910 Orteza stawu kolanowego

OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, masuje i poprawia ukrwienie,
- spiralne fiszbinę odciążają i wspomagają pracę stawu kolanowego,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała.

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMI	S	M	L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



6876 Orteza podrzepkowa

OPIS:

- orteza zbudowana jest z anatomicznie wyprofilowanej klamry stabilizującej rzepkę,
- wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort jej użytkowania i funkcjonalność,
- zapinana na velcro taśma zapewnia indywidualną kompresję i unieruchomienie a także zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza zapewnia podparcie rzepki poprzez ucisk na więzadło właściwe,
- miękka wkładka umieszczona w dole podkolanowym gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

WSKAZANIA:

- kolano „skoczka”,
- choroba Osgood Schlattera,
- niestabilność stawu kolanowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-K053 Orteza stawu kolanowego

OPIS:


- wysokiej jakości oddychająca tkanina stabilizuje i delikatnie rozgrzewa staw kolanowy,
- półtwarda konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie kompresji,
- dwa paski zapinane pod kolanem na velcro gwarantują indywidualną stabilizację rzepki a silikonowy pierścień odciąża i zapobiega przemieszczaniu,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort jej użytkowania.

WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje,
- artroza i artretyzm stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 48

ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



DR-K014 Orteza stawu kolanowego



OPIS:

- lekki perforowany neopren stabilizuje i delikatnie ogrzewa staw kolanowy,
- dół podkolanowy wyposażony został w otwory wentylujące zwiększając tym samym cyrkulację powietrza,
- orteza posiada policentryczne, aluminiowe szyny stabilizujące staw kolanowy,
- otwarta konstrukcja oraz nieograniczona możliwość regulacji napięcia pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy, nawet w przypadku bardzo nieproporcjonalnej budowy anatomicznej.
- podwójne pasy zapinane na velcro zwiększają siłę stabilizacji i kompresji.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 48

WSKAZANIA:

- niestabilność stawu kolanowego,
- zwyrodnienia,
- dolegliwości o charakterze reumatoidalnym,
- leczenie pooperacyjne.

(22) 299 13 14 | 668 568 002

biuro@novicare.pl

www.novicare.pl



6150 Orteza stawu kolanowego

OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów,
- wyposażony jest w dwuzawiasowe szyny stabilizujące staw kolanowy,
- pierścień silikonowy stabilizuje rzepkę i zapobiega jej przemieszczaniu,
- część podkolanowa wykonana jest z lekkiej tkaniny dzięki czemu orteza jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu,

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- przepróście,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
cm	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



6155 Orteza stawu kolanowego

OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów.
- wyposażona jest w dwuzawiasowe szyny stabilizujące staw kolanowy.
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie do budowy anatomicznej kolana.
- część podkolanowa wykonana jest z cienkiej tkaniny dzięki czemu orteza jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu.

WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- przepróście,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
cm	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



ORTEZY BARKU I OBOJCZYKA



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37



DR-W126-1 Stabilizator obojczyka

OPIS:

- antypoślizgowe ramiączka z bawełnianą wkładką zapewniają duże poczucie komfortu,
- część grzbietowa wzmocniona została usztywnioną pelotą, która gwarantuje wysoki stopień stabilizacji obojczyków i ramion,
- taśmy zapinane na velcro umożliwiają indywidualne dostosowanie stabilizacji obojczyka.

WSKAZANIA:

- korekcja postawy,
- pourazowo,
- pooperacyjnie.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	63 - 75	75 - 87	87 - 99	99 - 111



DR-E028 Temblak

OPIS:

- lekki, siatkowy materiał zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza,
- odpowiednio wyprofilowany rękaw pozwala na komfortowe ułożenie dłoni i przedramienia,
- regulowany pas wyposażony jest w poduszeczkę zapobiegającą otarciom szyi.

WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.
- podwichnięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37



DR-E027 Temblak

OPIS:

- lekki, przewiewny materiał zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza,
- odpowiednio wyprofilowany rękaw pozwala na komfortowe ułożenie dłoni i przedramienia,
- regulowany pas wyposażony jest w poduszeczkę zapobiegającą otarciom szyi,
- dodatkowa taśma umożliwia przypięcia temblaka wokół pasa w celu ustabilizowania barku.

WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37

ORTEZY BARKU I OBOJCZYKA



DR-W125 Temblak

OPIS:

- temblak ma formę podwieszki, składającej się z regulowanej taśmy wyposażonej w poduszeczkę zapobiegającą otarciom,
- lekka, przewiewna konstrukcja zapewnia cyrkulację powietrza.

WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.
- podwichnięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej,
- przy doleczaniu pooperacyjnym.

ROZMIAR	S	L
cm	25 - 31	31 - 37



HB-5410 Y Temblak

OPIS:

- lekki, przewiewny, siatkowy materiał jest niezwykle przyjemny i komfortowy w kontakcie z ciałem.
- odpowiednio wyprofilowany kształt gwarantuje właściwe rozłożenie przedramienia w temblaku.
- wygodna i prosta regulacja długości taśmy za pomocą klipsa.

WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- podtrzymanie gipsu,
- podwichnięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej,
- przy doleczaniu pooperacyjnym.

ROZMIAR	S - M	L - XXL
cm	25 - 31	31 - 37



KB-743 Stabilizator barku

OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- dwustronne napięcie na rzep umożliwia wygodne napięcie ortezy,
- anatomicznie wyprofilowana konstrukcja zapewnia komfortowe dopasowanie oraz optymalną stabilizację stawu barkowego i ramienia,

WSKAZANIA:

- podwichnięcia stawu barkowego,
- niestabilność,
- przewlekłe dolegliwości bólowe
- ochrona przed urazami.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37



1741 Desault



OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- składa się z zawieszki zamocowanej na szelkach posiadających możliwość regulacji długości oraz poprzecznego pasa stabilizującego ramię przy tułowi,
- wykorzystanie zawieszki oraz skrzyżowanych szelek pozwala na bardzo dobrą stabilizację oraz indywidualne dostosowanie do pacjenta,

WSKAZANIA:

- stłuczenia,
- skręcenia obręczy barkowej,
- podwichnięcia stawu barkowego,
- doleczenie po zabiegach operacyjnych wykonywanych w okolicach kości ramiennej,
- zapalenia okołostawowe barku oraz w przypadku udarów.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO



ROZMIAR	S	M	L
cm	22 - 24	24 - 28	28 - 32



DR-E010 Orteza stawu łokciowego

OPIS:

- miękki i elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom sportowym.

WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	S	M	L
cm	20 - 25	25 - 30	30 - 35



DR-E002 Orteza stawu łokciowego

OPIS:

- perforowany neopren zapewnia stabilizację i ogrzewa staw co wpływa na szybsze leczenie urazów,
- zapięcie na dwa paski zapinane na velcro zapewnia regulację kompresji i usztywnienia
- stanowi doskonałą ochronę przed urazami,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje duże poczucie komfortu.

WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-E520 Orteza na łokieć tenisisty z pelotą

OPIS:

- orteza wykonana jest z nieelastycznego materiału,
- wyposażona jest w pelotę, którą można przepinać w zależności od schorzenia (łokieć tenisisty, golfisty)
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu.
- orteza posiada skalę za pomocą której można kontrolować stopień kompresji.

WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO



SZE-01 Orteza na łokieć tenisisty z pelotą

OPIS:

- orteza wykonana jest z nieelastycznego materiału,
- wyposażona jest w pelotę, którą można przepinać w zależności od schorzenia (łokieć tenisisty, golfisty)
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu.
- orteza posiada skalę za pomocą której można kontrolować stopień kompresji.

WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



DR-E112 Orteza na łokieć tenisisty i golfisty z pelotami

OPIS:

- wysokiej jakości tkanina idealnie dopasowuje się do stawu,
- zamknięta konstrukcja zapewnia idealne przyleganie i kompresję,
- wyposażona jest w dwie peloty, odpowiednio na łokieć tenisisty i golfisty,
- elastyczna taśma zapinana wokół stawu umożliwia regulację siły kompresji,
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu,

WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	25 - 30	30 - 35	35 - 40



DR-E090 Orteza stawu łokciowego KOMPRESYJNA 3D

OPIS:

- miękki, kompresyjny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom,
- linia kompresyjna 3D.

WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40



DR-E092 Orteza stawu łokciowego KOMPRESYJNA 3D



OPIS:

- miękki, kompresyjny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom,
- silikonowe peloty, które odciążają i masują okolice stawu, zmniejszając dolegliwości bólowe i obrzęk.
- linia kompresyjna 3D.

WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	25 - 30	30 - 38	35 - 40



SFE01 Orteza stawu łokciowego



OPIS:

- perforowany neopren zapewnia stabilizację i ogrzewa staw co wpływa na szybsze leczenie urazów,
- zapięcie na dwa paski zapinane na velcro zapewnia regulację kompresję i usztywnienia
- stanowi doskonałą ochronę przed urazami,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje duże poczucie komfortu.

WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE



ROZMIAR	S	M	L
cm	25,5 - 33	33,5 - 40	40,5 - 47

KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE



DR-123-1 Kołnierz ortopedyczny typu Campa



OPIS:

- kołnierz wykonany jest z hipoalergicznnej pianki,
- dwa panele zapinane na rzepy gwarantują silną stabilizację odcinka szyjnego,
- wyposażony jest w otwór tracheostomijny,
- wzmocniona tylna i przednia część kołnierza silnie podpira podbródek i potylicę.

WSKAZANIA:

- dyskopatie odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- zespoły bólowe,
- profilaktyka pourazowa,
- przeciążenia i stany zapalne mięśni,
- stabilizacja i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa,
- wypadnięcie krążków międzykręgowych.

ROZMIAR	S	M	L
cm	25,5 - 33	33,5 - 40	40,5 - 47

TAPE



SM-702 Tape

OPIS:

- hipoalergiczne tape doskonale łagodzą obrzęki, stłuczenia i przeciążenia fizyczne,
- koją ból i wspomagają mięśnie podczas aktywności,
- nie ograniczają swobody ruchów, są wodoodporne i wysoce oddychające,
- mogą być noszone przez kilka dni,
- wspomagają naturalną pracę mięśni.

WSKAZANIA:

- leczeniu dysfunkcji narządu ruchu,
- zmniejszenia obrzęku i bólu,
- poprawy stabilizacji.

ROZMIAR	ROLKA
cm	5 cm x 5 m



PODUSZKI ORTOPEDYCZNE

PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



VT 1002 Poduszka podróżna

- OPIS:**
- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka dopasowuje się do odcinka szyjnego,
 - poduszka rozluźnia spięte mięśnie i zapewnia poczucie komfortu,
 - zdejmowany na suwak pokrowiec wykonany jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- ból szyi
- ból głowy i ramion powstający podczas snu w pozycji siedzącej
- niestabilność kręgow szyjnych,
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

ROZMIAR	UNI
cm	31 x 27 x 10



BP 1001 Poduszka lędźwiowa

- OPIS:**
- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
 - odpowiednie wyprofilowanie odciąża odcinek lędźwiowy
 - zastosowane wypustki wywołują efekt mikromasażu oraz poprawiają cyrkulację powietrza,
 - pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
 - zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,
 - dodatkowy pasek pozwala zamocować poduszkę na dowolnym oparciu,

WSKAZANIA:

- dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego

ROZMIAR	UNI
cm	35 x 33 x 12



BP 1001V Poduszka lędźwiowa VISCO

- OPIS:**
- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka dopasowuje się do kształtu ciała niwelując uczucie bólu,
 - odpowiednie wyprofilowanie odciąża odcinek lędźwiowy
 - zastosowane wypustki wywołują efekt mikromasażu oraz poprawiają cyrkulację powietrza,
 - pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
 - zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,
 - dodatkowy pasek pozwala zamocować poduszkę na dowolnym oparciu,

WSKAZANIA:

- dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego.

ROZMIAR	UNI
cm	35 x 33 x 12



SC1001 Poduszka przeciwodrożynowa

OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt pierścienia gwarantuje odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwodrożynowo,
- poporodowo,
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm



SC1001V Poduszka przeciwodrożynowa VISCO

OPIS:

- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- poduszka dopasowuje się do kształtu ciała niwelując uczucie bólu i dyskomfortu,
- kształt pierścienia gwarantuje odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak umożliwia zdjęcia pokrowca,

WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwodrożynowo,
- poporodowo, siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm



SC 1004U Poduszka przeciwodrożynowa

OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- otwarty kształt poduszki „U” gwarantuje maksymalne odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwodrożynowo,
- poporodowo, siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm

PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



R 1001 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	46 x 30 x 10/7



R 1002 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	47 x 32 x 14/10



V 1006 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka „z pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- dodatkowe wycięcie pod szyję zapewnia prawidłowe ułożenie w pozycji bocznej,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu.

ROZMIAR	UNI
cm	54 x 30 x 11,5/6



V 2010 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	53 x 40 x 13



V 7006 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	60 x 43 x 11/10



V 7007 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka „z pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- dodatkowe wycięcie pod szyję zapewnia prawidłowe ułożenie w pozycji bocznej,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu.

ROZMIAR	UNI
cm	60 x 43 x 14/12

PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



K 2013 Poduszka ortopedyczna

OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	55 x 46 x 13



A 0012 Poduszka ortopedyczna do siedzenia

OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt poduszki wymusza utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas siedzenia
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

WSKAZANIA:

- ból kręgosłupa
- napięcia mięśniowe podczas długotrwałego siedzenia
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	45 x 39 x 6/1



W 0014 Poduszka ortopedyczna do siedzenia - podwyższająca

OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt poduszki wymusza utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas siedzenia
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

WSKAZANIA:

- problemy ze wstawaniem,
- napięcia mięśniowe podczas długotrwałego siedzenia
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	40 x 45 x 7

STABILIZATORY PALCÓW



B-10671 Stabilizator palca

OPIS:

- szyna ortopedyczna Zimmera to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

UNI



B-111 Stabilizator palca

OPIS:

- szyna ortopedyczna to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

S

M

L



B-109 Stabilizator palca

OPIS:

- szyna ortopedyczna to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

S

M

L



B-1070 Aparat Stacka

OPIS:

- aparat Stacka przeznaczony jest do stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego w pozycji wyprostowanej,
- umożliwia ruch innym palcom,
- wykonany został z lekkiego o tworzywa w kolorze cielistym,
- bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców,

WSKAZANIA:

- oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego
- skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego
- złamania kości paliczków dalszych

ROZMIAR

1

2

3

4

5

5,5

6



NOVICARE Sp. z o.o.

ul. Zyndrama z Maszkowic 19, 03-030 Warszawa

T: (22) 299 13 14 | 668 568 002

M: biuro@novicare.pl

www.novicare.pl