



**Novicare**

---

**Specjalistyczne  
produkty ortopedyczne**

KATALOG 2026


---



# Z PASJĄ TWORZYMY LEPSZE JUTRO

## NOVICARE

Dystrybutor marek globalnych - Dr.MED, ABCTeks, Orthocare



## Bezpieczny powrót do pełnej sprawności

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą mającą w swojej ofercie szeroką gamę wysokiej jakości produktów ortopedycznych uznanych marek jak **Dr.Med, Orthocare i ABCTeks.**

Dlatego wszystkim poszukującym rozwoju i nowych możliwości biznesowych proponujemy współpracę partnerską. Jasne zasady, swoboda działania i sprawna komunikacja gwarantują korzyści dla obu stron.

Potencjalnych pacjentów kierujemy bezpośrednio do naszych partnerów handlowych. Umieść wizytówkę swojego sklepu na naszej stronie. Ułatwisz kontakt pacjentowi, który wygodnie trafi do Twojego sklepu. Możesz wskazać wszystkie niezbędne informacje. **Skontaktuj się z nami:** Wyślij nam wiadomość na **biuro@novicare.pl** lub **zadzwoń pod numer 668 568 002.** Odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy. Otrzymasz od nas katalog produktów oraz warunki handlowe.



## Dlaczego Novicare?



### Fachowe doradztwo

Jesteśmy specjalistami z dużą wiedzą, którą chętnie się dzielimy i pomagamy znaleźć odpowiednie produkty.



### Wysoka jakość w dobrej cenie

Oferujemy tylko produkty, które charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.



### Szybka realizacja zamówień

Praktycznie wszystkie produkty posiadamy na stanie, dzięki czemu możemy ekspresowo realizować zamówienia.



### Elastyczne warunki współpracy

Do współpracy podchodzimy elastycznie, dlatego jej warunki dopasowujemy indywidualnie do każdego partnera.



# Legenda oznaczeń

## TUŁÓW



Zmierz talię na wysokości pępka

## NADGARSTEK



Zmierz obwód nadgarstka

## KOLANO



Zmierz obwód kolana na środku rzepki kolanowej (kolano lekko ugięte)

## STOPA



Zmierz obwód kostki nad występami kostnymi



Długość stopy

## BARK



Zmierz obwód pod piersią



Zmierz długość przedramienia

## ŁOKIEĆ








Zmierz obwód łokcia

## SZYJA



Zmierz obwód szyi

## Spis treści





Dr.MED<sup>®</sup>  
braces

# ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE



ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



## DR-B021 Orteza lędźwiowo-krzyżowa



### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszby idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- system dwustronnych, elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję w codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134

# ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



## DR-B047-1 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- lekka, przewiewna tkanina zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza,
- wyprofilowane fiszby stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójne, krzyżowe, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i brzuszny gwarantuje komfort i dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



## DR-B047 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- lekka, przewiewna tkanina zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza,
- wyprofilowane fiszby stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójne, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i brzuszny gwarantuje komfort i dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122	122 - 134



## DR-B627-1 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- perforowany panel umieszczony w kieszeni ortezy gwarantuje maksymalną stabilizację na całej powierzchni odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- podwójne, krzyżowe, elastyczne pasy dociągające zapinane na velcro dopełniają wysoki stopień stabilizacji i dopasowania do kręgosłupa,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje dyskrecję,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



## DR-B623 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- wyprofilowane fiszbiny idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- podwójny krzyżowy system sztywnych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje dyskrecję w codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

# ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



## DR-B053 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- lekka i subtelna struktura gwarantuje dyskrecję podczas codziennego użytkowania,
- wyprofilowane fiszbiny stabilizują odcinek lędźwiowy,
- dwustronne, sztywne pasy zapinane na velcro umożliwiają regulację stabilizacji,
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny nie ogranicza ruchów przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji pozwala na optymalne dopasowanie do kręgosłupa.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



## DR-B035 Wysoka orteza lędźwiowa

### OPIS:

- doskonale oddychający elastyczny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane aluminiowe stalki zapewniają maksymalny poziom stabilizacji w obrębie kręgosłupa do odcinka piersiowego,
- system podwójnych, nieelastycznych pasów poprzecznych służy do regulacji stabilizacji i jest dopełnieniem optymalnego unieruchomienia kręgosłupa,
- kształt ortezy zapewnia idealne dopasowanie do budowy anatomicznej.

### WSKAZANIA:

- dyskopatie,
- osteoporoza,
- leczenie przed i pooperacyjne,
- zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe,
- duże niestabilności kręgosłupa,
- kręgozmyk.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



## DR-B033 Wysoka orteza lędźwiowa



### OPIS:

- doskonale oddychający elastyczny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane aluminiowe stłki zapewniają maksymalny poziom stabilizacji w obrębie kręgosłupa do odcinka piersiowego,
- system podwójnych, nieelastycznych pasów poprzecznych służy do regulacji stabilizacji i jest dopełnieniem optymalnego unieruchomienia kręgosłupa,
- kształt ortezy zapewnia idealne dopasowanie do budowy anatomicznej.

### WSKAZANIA:

- dyskopatie,
- osteoporoza,
- leczenie przed i pooperacyjne,
- zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe,
- duże niestabilności kręgosłupa,
- kręgozmyk.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

(22) 299 13 14 | 668 568 002

biuro@novicare.pl

www.novicare.pl

# ORTEZY ŁĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



## DR-B023 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- trzy wyprofilowane fiszbiny gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	62 - 74	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122



## SZ-B01 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- trzy wyprofilowane fiszbiny gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortezy.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	S	M	L
cm	73 - 81	81 - 89	89 - 97



## SFB01 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- dwie wyprofilowane fiszby oraz panel stabilizujący gwarantują odpowiednią stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- zastosowanie szelek zapobiega zsuwaniu się ortozy podczas wykonywania prac fizycznych,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortozy.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	M	L
cm	76 - 89	89 - 102



## DR-B003 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonały, elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszby gwarantujące stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system elastycznych pasów dociągających wzmacnia siłę stabilizacji,
- zastosowanie szelek zapobiega zsuwaniu się ortozy podczas wykonywania prac fizycznych,
- anatomiczny kształt w odcinku lędźwiowym i brzuszny daje poczucie komfortu przy codziennym użytkowaniu,
- duży zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie ortozy.

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- dyskopatie.

ROZMIAR	M	L	XL	2XL
cm	74 - 86	86 - 98	98 - 110	110 - 122

# ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



## DR-B011-1 Korektor postawy



### OPIS:

- wykonany jest z wysokiej jakości, oddychającej tkaniny, zapewniając maksymalny komfort i dopasowanie,
- posiada elastyczne, metalowe, spiralne fiszbiny umiejscowione przykręgosłupowo pomagające w utrzymaniu prawidłowej postawy,
- elastyczne taśmy zapinane na rzepy pozwalają na anatomiczne dopasowanie korektora,

### WSKAZANIA:

- skolioza,
- skrzywienia kręgosłupa,
- w przypadku odciążenia kręgosłupa w odcinku piersiowym

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	63 - 72	73 - 81	81 - 89	89 - 97



## DR-B100 Korektor postawy



### OPIS:

- wykonany jest z ażurowej, oddychającej tkaniny,
- subtelny a zarazem bardzo skuteczny i komfortowy
- posiada system elastycznych taśmy zapinanych na rzepy, które działają wielopłaszczyznowo maksymalnie wymuszając prawidłową postawę
- wzmocnienie w części grzbietowej potęguje się stabilizacji
- regulowane osłonki zabezpieczają przed otarciami
- antypoślizgowe wkładki zabezpieczają przed przesuwaniem się ortezy

### WSKAZANIA:

- skolioza,
- skrzywienia kręgosłupa,
- w przypadku odciążenia kręgosłupa w odcinku piersiowym

ROZMIAR	S	L
cm	60 - 76	76 - 97



## HB-5244 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszbiny idealnie przylegają i stabilizują odcinek lędźwiowo-krzyżowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję,

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,  
Wysokość - 26 cm.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



## HB-5245 Wysoka orteza lędźwiowa

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszbiny idealnie stabilizują odcinek lędźwiowo-piersiowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i brzuszny gwarantuje wygodę i dyskrecję,

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa,
- osłabienie mięśni dolnej części kręgosłupa,
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,  
Wysokość - 32 cm.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



## HB-5248 Wysoka orteza lędźwiowo-piersiowa z podpaskkami

### OPIS:

- doskonale oddychający i przewiewny materiał zapewnia maksymalny komfort i dopasowanie,
- cztery wyprofilowane fiszbiny oraz dwie stałe stabilizują odcinek lędźwiowo-piersiowy,
- system elastycznych pasów dociągających zapinanych na velcro zwiększa siłę stabilizacji
- anatomiczny kształt ortezy w odcinku lędźwiowym i piersiowym gwarantuje dopasowanie, wygodę i dyskrecję,

### WSKAZANIA:

- ostry i przewlekły ból kręgosłupa lędźwiowo-piersiowego,
- osłabienie mięśni
- niestabilność,
- zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134

# ORTEZY LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWE



## HB-5240 Pas brzuszny



### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający materiał gwarantujący komfort użytkowania,
- zapięcie na rzepy pomaga na optymalne dopasowanie do budowy anatomicznej,

### WSKAZANIA:

- stany pooperacyjne,
  - przepukliny brzuszne,
  - poporodowo,
- Wysokość pasa: 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



## WB-01 Rozgrzewający pas brzuszny wełniany




### OPIS:

- wysokiej jakości syntetyczna wełna – akrylik ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie okolicy lędźwiowo- krzyżowej,
- zamknięta konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie do ciała, dyskrecję i komfort,

### WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej
  - reumatyzm, artretyzm
  - bóle mięśni, lumbago - ból w okolicy lędźwiowej,
  - zapalenie korzonków
- Wysokość 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	72 - 81	814 - 91	91 - 101	101- 112	112- 125	124 - 134



## 2810 Rozgrzewający pas brzuszny wełniany



### OPIS:

- wysokiej jakości syntetyczna wełna – angoret ze względu na swoje właściwości odpowiada za ogrzewanie okolicy lędźwiowo- krzyżowej,
- zamknięta konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie do ciała, dyskrecję i komfort,

### WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej
  - reumatyzm, artretyzm
  - bóle mięśni, lumbago - ból w okolicy lędźwiowej,
  - zapalenie korzonków
- Wysokość 26 cm

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135



# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



ROZMIAR	U	S	M	L	XL
cm	13-21	13.5-15.5	15.5-17.5	17.5-19.5	19.5-21.5

# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



## DR-W090 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci,
- linia kompresyjna, precyzyjny zwiększony ucisk na wybrane miejsca,

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	S	L
cm	13,5 - 16	16 - 19



## DR-W001 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- doskonałej jakości, perforowany neopren rozgrzewa staw i poprawia ukrwienie,
- pasek boczny pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- wygodne zakładanie gwarantuje zastosowanie zapięcia na rzep

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W002 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- doskonałej jakości, perforowany neopren rozgrzewa staw i poprawia ukrwienie,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- otwór na kciuk gwarantuje indywidualne dopasowanie do nadgarstka oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W136 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację stabilizacji i kompresji,
- otwór na kciuk gwarantuje indywidualne dopasowanie do nadgarstka oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W008 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- doskonałej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci,
- forma rękawiczki gwarantuje stabilizację i ochronę części dłoniowej,
- taśma zapinana na velcro pozwala na regulację kompresji oraz zapobiega zsuwaniu się podczas codziennego użytkowania.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L
cm	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21



## DR-W132 Orteza nadgarstka i kciuka (lewa / prawa)

### OPIS:

- doskonałej jakości oddychający neopren zapewnia stabilizację i odpowiednią kompresję,
- szyna grzbietowa gwarantuje maksymalne usztywnienie w obrębie nadgarstka i kciuka,
- taśmy zapinane na velcro pozwalają na indywidualne dopasowanie do budowy anatomicznej.

### WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	UNI
cm (lewa / prawa)	UNI

# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



## SZ-W01 Orteza stawu nadgarstkowego



### OPIS:

- podwójne zapięcie na rzep zapewnia mocne i stabilne dopasowanie wokół nadgarstka,
- ergonomiczny kształt zapobiega przesuwaniu się opaski
- wykonana z miękkiego, elastycznego i przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## SZ-W02 Orteza stawu nadgarstkowego



### OPIS:

- zapięcie na rzep zapewnia mocne i stabilne dopasowanie wokół nadgarstka,
- ergonomiczny kształt zapobiega przesuwaniu się opaski
- wykonana z miękkiego, elastycznego i przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- wzmocnienie wokół nadgarstka gwarantuje większy stopień stabilizacji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## SF-W01 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- wykonana z miękkiego, przepuszczającego powietrze materiału
- podwójne, regulowane zapięcie na rzep pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.
- prosta, a zarazem funkcjonalna konstrukcja ułatwia użytkowanie podczas aktywności
- zapewnia stabilne wsparcie nadgarstka
- nowoczesny design – czarna, minimalistyczna kolorystyka pasuje do każdego stylu.
- lekka i kompaktowa – łatwa do zabrania w podróż lub do pracy.

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## SF-W02 Orteza stawu nadgarstkowego

### OPIS:

- wykonany ze wzmocnionego, przepuszczającego powietrze materiału
- regulowane zapięcia pozwalają na dopasowanie stabilizacji i kompresji
- uniwersalny rozmiar – pasuje na prawy i lewy nadgarstek.
- prosta, a zarazem funkcjonalna konstrukcja ułatwia użytkowanie podczas aktywności
- zapewnia stabilne wsparcie nadgarstka
- nowoczesny design – czarna, minimalistyczna kolorystyka pasuje do każdego stylu

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- w przebiegu chorób reumatycznych,
- stabilizacja nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



## DR-W132-1 Orteza nadgarstka i kciuka

### OPIS:

- doskonałej jakości oddychający neopren zapewnia stabilizację i odpowiednią kompresję,
- dwie anatomicznie wyprofilowane szyny biegnące po obu stronach kciuka gwarantują maksymalne usztywnienie,
- taśmy zapinane na velcro pozwalają na indywidualne dopasowanie.
- obustronny na lewą i prawą dłoń

### WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W132-7 Orteza palca

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję,
- szyna stabilizująca daje możliwość maksymalnego usztywnienia dowolnego palca,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia palca.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W132-2 Orteza palca



### OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- aluminiowa szyna stabilizująca zapewnia wysoki stopień usztywnienia dowolnego palca i nadgarstka,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.
- obustronny na lewą i prawą dłoń

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa nadgarstka i palca,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia palca.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W132-6 Orteza nadgarstka i palca



### OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana szyna stabilizująca kciuk zapewnia wysoki stopień usztywnienia,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.
- obustronny na lewĄ... i prawĄ... dŁ, oŁ,,

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa nadgarstka i palca,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia palca.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

## ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



### DR-W132-8 Orteza stawu nadgarstkowego i 4 palca

#### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana siateczkowa tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję,
- aluminiowa szyna stabilizująca, maksymalnie unieruchamia 4 palec, a także nadgarstek,
- regulowana kompresja za pomocą pasków regulowanych na rzepy
- obustronny na lewą i prawą dłoń

#### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka, a także 4 palca,

ROZMIAR	S	L
cm	14,5 - 17,5	17,5 - 20,5



### DR-W132-4 Orteza stawu nadgarstkowego i palców

#### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- paski zapinane na velcro gwarantują odpowiednią kompresję,
- aluminiowa szyna stabilizująca, maksymalnie unieruchamia 3 i 4 palec, a także nadgarstek,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w użytkowaniu.
- obustronny na lewą i prawą dłoń

#### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka, a także 3 i 4 palca,
- choroba zwyrodnieniowa palców,
- niewielkie zniekształcenie.

ROZMIAR	S	L
cm	14,5 - 17,5	17,5 - 20,5



## KB-433 Orteza stawu nadgarstkowego i kciuka

### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający materiał zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
  - anatomicznie wyprofilowana szyna obejmująca kciuk gwarantuje wysoki stopień stabilizacji,
  - zapewnia możliwość indywidualnego doprofilowania usztywnienia do kształtu kciuka,
  - zapięcia na velcro umożliwiają dokładne dopasowanie ortezy.
- obustronny na lewą i prawą dłoń

### WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	XS-M	M-L	L-XXL
cm	14 - 18	18 - 22	22 - 26



## DR-W020 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbiny znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- dodatkowe otwory wentylujące służą do odprowadzenia wilgoci.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- niewielkie zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L
cm (lewa / prawa)	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21

## ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



### DR-W054 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)

#### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- boczne zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbina w kształcie litery „S” znajdująca się po stronie grzbietowej zapewnia maksymalne usztywnienie,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

#### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21



### DR-W055 Orteza stawu nadgarstkowego

#### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują odpowiednią kompresję i dopasowanie,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- subtelna konstrukcja sprawia, że orteza jest niezwykle dyskretna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.
- obustronny na lewą i prawą dłoń

#### WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-W021 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbiny znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21



## DR-W022 Orteza stawu nadgarstkowego i kciuka

(lewa / prawa)

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- orteza wyposażona jest w szynę stabilizującą kciuk,
- fiszbiny znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

### WSKAZANIA:

- choroba De Quervain i zapalenie błony maziowej,
- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13 - 15,5	15,5 - 17	17 - 18,5	18,5 - 21

# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



## DR-W056 Orteza stawu nadgarstkowego UNI

ROZMIAR	S	L
cm ( UNI )	16 - 18,5	19 - 21,5

### OPIS:

- wykonana w technologii bezszwowej minimalizując linie szycia dzięki czemu zwiększono komfort użytkownika,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- obustronny na lewą i prawą dłoń

### WSKAZANIA:

- ochrona przed urazami,
- przeciążenia stawu nadgarstkowego,
- powikłania pourazowe,
- stabilizacja nadgarstka.

# ORTEZY STAWU NADGARSTKOWEGO



## DR-W012 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)



### OPIS:

- doskonałej jakości przewiewna tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- zapięcia na velcro gwarantują regulację kompresji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszbiny znajdujące się po stronie grzbietowej a także dodatkowa taśma, wzmacniają siłę stabilizacji,
- nowoczesny design i niezwykła lekkość,
- wersja długa.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.




ROZMIAR	M	L
cm (lewa / prawa)	16 - 18,5	19 - 21,5

# BOA


## ZAPINANIE

Wciśnij pokrętło i obracaj.



## ROZPINANIE

Odsuwnij pokrętło, poluzuj linkę.



## DOPASOWANIE

Przekrecaj pokrętłem w prawo lub lewo.



## Precyzyjne dopasowanie

System BOA gwarantuje precyzyjne dopasowanie oraz jednolitą kompresję

## Szybkość

Błyskawiczne zapinanie i rozpinanie przy użyciu jednej ręki

## Mikroregulacja

Wygodna i perfekcyjna regulacja za pomocą pokrętła BOA

## Wytrzymałość

Linka w systemie BOA wykonana jest z najwyższej jakości stali




Boa® Closure System

# ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO Z SYSTEM BOA



Boa® Closure System



## SZ-W51 Orteza stawu nadgarstkowego (lewa / prawa)



ROZMIAR	S	M	L
cm (lewa / prawa)	13,5 - 16	16 - 18,5	18,5 - 21


### OPIS:

- oddychający materiał zapewnia komfort nawet przy długotrwałym noszeniu,
- ergonomiczny design -wyprofilowana, lekka szyna dłoniowa stabilizuje nadgarstek i dłoń
- zapięcie typu BOA gwarantuje komfort zakładania i łatwą regulację kompresji
- wzmocniona konstrukcja gwarantuje wyższą wytrzymałość ortezy i odporność na uszkodzenia podczas prac fizycznych
- profilowana aluminiowa szyna zapewnia solidne wsparcie dla nadgarstka, redukując ból i przyspieszając regenerację.
- zapięcie wokół kciuka utrzymuje prawidłową pozycję dłoni,
- dyskretna i wygodna – idealna do noszenia w pracy, domu i podczas snu.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.

# ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO Z SYSTEM BOA



## DR-W084 Orteza stawu nadgarstkowego

(lewa / prawa)



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	13,5 - 15,5	15,5 - 17,5	17,5 - 19,5	19,5 - 21,5

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowana tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfort regulacji kompresji i stabilizacji,
- anatomicznie wyprofilowana aluminiowa szyna stabilizuje nadgarstek i dłoń,
- fiszby znajdujące się po stronie grzbietowej wzmacniają siłę stabilizacji,
- wewnętrzna, miękka wyściółka znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja długa.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja po operacji lub urazach,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- inne stany zapalne w obrębie nadgarstka,
- zespół cieśni nadgarstka,
- łagodna niestabilność nadgarstka,
- zniekształcenie, skręcenia nadgarstka.



## ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

# ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



## DR-A010 Orteza stawu skokowego



### OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30



## DR-A090 Orteza stawu skokowego



### OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego,
- linia 3D.

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30



## DR-A135 UNI Orteza stawu skokowego




### OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- forma taśmy zawijanej ósemkowo wkoło stawu skokowego pozwala na indywidualne dostosowanie kompresji i stabilizacji,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień usztywnienia, wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-A009 Orteza stawu skokowego



### OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- elastyczne taśmy zapinane ósemkowo wkoło stawu skokowego wzmacniają stabilizację,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28

# ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



## SZA-01 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wykonany z wysokiej jakości tkaniny odprowadzającej wilgoć,
  - bezszywowa konstrukcja zapewnia wysoki poziom dopasowania,
  - tylne zapięcie na rzep pozwala na komfortowe zakładanie,
  - elastyczne taśmy krzyżowe wzmacniają stabilizację stawu skokowego, ograniczając ruchy boczne,
  - orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia.

**WSKAZANIA:**

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28



## SFA-01 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wykonany z wysokiej jakości tkaniny odprowadzającej wilgoć,
  - bezszywowa konstrukcja zapewnia wysoki poziom dopasowania,
  - tylne zapięcie na rzep pozwala na komfortowe zakładanie,
  - elastyczne taśmy krzyżowe wzmacniają stabilizację stawu skokowego, ograniczając ruchy boczne,
  - orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia

**WSKAZANIA:**

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## 7640 Orteza stawu skokowego

- OPIS:**
- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
  - stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazów
  - wyposażona jest w wyjmowane, anatomicznie wyprofilowane usztywnienia zapewniające komfort i odpowiednią stabilizację boczno-przyśrodkową zapięcie
  - na velcro gwarantują optymalne dopasowanie do stawu

**WSKAZANIA:**

- pooperacyjnie, niestabilność więzadłowa,
- zwichnięcia, skręcenia,
- nawracające dolegliwości bólowe,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30



## DR-A002 Orteza stawu skokowego



### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- dwie szyny znajdujące się po obu stronach stawu zapewniają maksymalny stopień stabilizacji,
- elastyczna taśma zapinana krzyżowo wzmacniają siłę unieruchomienia
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bolesności i obrzęku,

### WSKAZANIA:

- w nawracających zwichnięciach,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



## DR-A001 Aparat korekcyjny na hallux

(lewy / prawy)



### OPIS:

- perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- opaska zapinana na velcro w przedniej części stopy zapewnia stabilizację i kompresję,
- taśma korygująca hallux pozwala na regulację odwiedzenia palucha koślawego w zależności od wady i preferencji,
- konstrukcja aparatu daje możliwość całodobowego użytkowania.

### WSKAZANIA:

- korekcja halluxa,
- profilaktyka pooperacyjna.

ROZMIAR	UNI
cm (lewa / prawa)	UNI

# ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



## DR-A016 Orteza stawu skokowego

### OPIS:

- dwie sztywne, anatomiczne łuski stabilizujące staw skokowy,
- żelowe wkładki umieszczone w łuskach mają zastosowanie w terapii zimnem,
- możliwość regulacji unieruchomienia i kompresji przy zastosowaniu taśm zapinanych na velcro,
- dwuczęściowa konstrukcja zapewnia proste i komfortowe zakładanie.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-A081 Orteza stawu skokowego

### OPIS:

- lekki, wentylowany materiał zapewniający idealną cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfortową formę regulacji kompresji i stabilizacji,
- boczne i przyśrodkowe szyny unieruchamiają staw a także zabezpieczają przed kolejnymi urazami,
- taśmy stabilizujące typu CRISS-CROSS dodatkowo wzmacniają poziom unieruchomienia stawu,
- przewiewna tkanina i subtelna, innowacyjna konstrukcja w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usztywnienia tworzy ortezę niezwykle ekskluzywną i funkcjonalną.

### WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



## DR-A004 Orteza stawu skokowego

### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bolesności i obrzęku,
- elastyczne taśmy zapinane krzyżowo wzmacniają stabilizację,
- orteza zapewnia umiarkowany stopień unieruchomienia, wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego.

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



## DR-A002-1 Orteza stawu skokowego (lewa / prawa)

### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- dwie szyny znajdujące się po obu stronach stawu zapewniają maksymalny stopień stabilizacji,
- otwarta konstrukcja pozwala na komfortowe zakładanie, co ma duże znaczenie w przypadku bolesności i obrzęku,
- dwie taśmy sztywne i elastyczne zapinane na velcro zabezpieczają przed bocznym skręceniem.

### WSKAZANIA:

- w nawracających zwichnięciach,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia 1 i 2 stopnia.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm (lewa / prawa)	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

## ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



### DR-A026 Orteza stawu skokowego

#### OPIS:

- lekki, oddychający materiał zapewnia idealną cyrkulację powietrza
- sznurowana konstrukcja gwarantuje regulację kompresji
- boczne, wyprofilowane fiszbiny zabezpieczają staw skokowy przed urazami
- subtelna budowa i tkanina sprawiają, że orteza idealnie sprawdza się podczas aktywności

#### WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31



### 7210 Aparat na opadającą stopę

#### OPIS:

- konstrukcja ortezy składa się z dwóch części: opaski zapinanej nad kostką i drugiej zakładanej na przodostopiu.
- oba elementy połączone są za pomocą zapinanej na klamerkę nieelastycznej taśmy,
- zadaniem aparatu jest utrzymanie przodostopia w prawidłowej pozycji, zapobiegając opadaniu stopy
- dyskretny kształt i lekka konstrukcja sprawia, że aparat mieści się w obuwiu

#### WSKAZANIA:

- opadająca stopa spowodowana różnego rodzaju schorzeniami

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-A092 Orteza stawu skokowego

### OPIS:

- oddychająca elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- odpowiednie wyprofilowanie gwarantuje wysoki poziom komfortu,
- orteza zapewnia lekki stopień stabilizacji wspiera i zabezpiecza okolice stawu skokowego,
- silikonowe peloty, masują staw skokowy, zmniejszają obrzęk, poprawiają krążenie a także przyczyniają się do zmniejszenia dolegliwości bólowych.
- linia kompresyjna 3D

### WSKAZANIA:

- łagodne skręcenia stawu skokowego,
- zabezpieczenie podczas aktywności fizycznej i w codziennym użytkowaniu,
- osłabienie stawu skokowego.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	18 - 22	22 - 26	26 - 30



## 7920 Orteza stawu skokowego

### OPIS:

- wysokiej jakości perforowana tkanina zapewnia cyrkulację powietrza,
- odpowiednio tkany materiał gwarantuje optymalne dopasowanie i komfort,
- silikonowa anatomicznie wyprofilowana pelota stabilizuje, masuje i odciąża ścięgno Achillesa a jednocześnie pomaga zniwelować obrzęki i krwiaki,

### WSKAZANIA:

- ostre i chroniczne zapalenia ścięgna Achillesa,
- stany podrażnienia, ból ścięgna Achillesa,
- zapalenie kaletki maziowej

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
cm	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

# ORTEZA STAWU SKOKOWEGO Z SYSTEM BOA



## DR-A081 Orteza stawu skokowego



### OPIS:

- lekki, wentylowany materiał zapewniający idealną cyrkulację powietrza,
- system BOA gwarantuje komfort regulacji kompresji i stabilizacji,
- boczne i przyśrodkowe szyny unieruchamiają staw a także zabezpieczają przed kolejnymi urazami,
- sztywne taśmy stabilizujące typu CRISS-CROSS dodatkowo wzmacniają poziom unieruchomienia stawu,
- przewiewna tkanina i subtelna, innowacyjna konstrukcja w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usztywnienia tworzy ortezę niezwykle ekskluzywną i funkcjonalną.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	19 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31

### WSKAZANIA:

- stabilizacja pourazowa,
- w profilaktyce kontuzji sportowych,
- w rehabilitacji pooperacyjnej,
- zwichnięcia, skręcenia stawu skokowego.



## DR-A100 Orteza stawu skokowego typu Walker

### OPIS:

- lekki but stabilizujący stopę i podudzie gwarantuje bardzo wysoki stopień unieruchomienia,
- konstrukcja składa się z dwóch szyn i antypoślizgowej podeszwy,
- rękaw wykonany jest z tkaniny zapewniającej bardzo wysoki stopień stabilizacji,
- przedni panel – pieszczelowy odpowiada za równomierne rozłożenie nacisku taśm dociągowych, usztywnia oraz ochrania goleń,
- system komór powietrznych rozmieszczonych wewnątrz buta gwarantuje maksymalne dopasowanie i stabilizację,
- wersja krótka.

### WSKAZANIA:

- ochrona i stabilizacja po urazach,
- skręcenia,
- uszkodzenia więzadeł,
- alternatywa dla unieruchomienia gipsowego.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



## DR-A101 Orteza stawu skokowego typu Walker

### OPIS:

- lekki but stabilizujący stopę i podudzie gwarantuje bardzo wysoki stopień unieruchomienia,
- konstrukcja składa się z dwóch szyn i antypoślizgowej podeszwy,
- rękaw wykonany jest z tkaniny zapewniającej bardzo wysoki stopień stabilizacji,
- przedni panel – pieszczelowy odpowiada za równomierne rozłożenie nacisku taśm dociągowych, usztywnia oraz ochrania goleń,
- system komór powietrznych rozmieszczonych wewnątrz buta gwarantuje maksymalne dopasowanie i stabilizację,
- wersja długa.

### WSKAZANIA:

- ochrona i stabilizacja po urazach,
- skręcenia,
- uszkodzenia więzadeł,
- alternatywa dla unieruchomienia gipsowego.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5

## ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



### DR-PC107 But na gips

#### OPIS:

- but wykonany jest z nieprzemakalnego materiału,
- może być zakładany na prawą lub lewą stopę,
- system zapinania na velcro pozwala na założenie i zapięcie buta na stopę o dużej deformacji, zabandażowaną lub w gipsie,
- otwarta konstrukcja przedniej części buta pozwala na łatwe i szybkie zakładanie,
- podeszwa antypoślizgowa zapewnia stabilną przyczepność do podłoża.

#### WSKAZANIA:

- osłona gipsu i innych opatrunków,
- po zabiegach chirurgicznych,
- w zastojach żylnych w obrębie stóp.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	do 35	36 - 40	41 - 43	44 - 47



### DR-PC107-1 But na gips

#### OPIS:

- but wykonany jest z nieprzemakalnego materiału,
- może być zakładany na prawą lub lewą stopę,
- system zapinania na velcro pozwala na założenie i zapięcie buta na stopę o dużej deformacji, zabandażowaną lub w gipsie,
- otwarta konstrukcja przedniej części buta pozwala na łatwe i szybkie zakładanie,
- podeszwa antypoślizgowa zapewnia stabilną przyczepność do podłoża.

#### WSKAZANIA:

- osłona gipsu i innych opatrunków,
- po zabiegach chirurgicznych,
- w zastojach żylnych w obrębie stóp.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	do 35	36 - 40	41 - 43	44 - 47



### 7140 Silikonowe separatory

#### OPIS:

- separatory wykonane są z wysokiej jakości silikonu,
- przynoszą ulgę w bólu spowodowanym zachodzeniem na siebie palców,
- zapobiegają tworzeniu się odcisków i pęcherzy
- przywracają palcom właściwe położenie,

#### WSKAZANIA:

- profilaktyka halluksów.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



## DR-A014 Podpiętki silikonowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieraną na piętę,
  - strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

**WSKAZANIA:**

- ostrogę piętową,
- bóle kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L	XL
rozmiar buta	do 35	36 - 40	41 - 43	44 - 47



## SS-002 Podpiętki silikonowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieraną na piętę,
  - strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

**WSKAZANIA:**

- ostrogę piętową,
- bóle kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



## 7120 Podpiętki silikonowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości silikon zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieraną na piętę,
  - strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

**WSKAZANIA:**

- ostrogę piętową,
- bóle kolan, bioder,
- zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5

# ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY



## SS-001 Wkładki silikonowe



- OPIS:**
- wkładki wykonane są z silikonu o dwóch gęstościach, przynoszą ulgę odciążając i zapobiegając tym samym naciskowi w strefie pięty i śródstopia.
  - zawierają peloty wymuszając prawidłowe ustawienie stopy,

**WSKAZANIA:**

- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem poprzecznym lub/i podłużnym,
- łagodzenie dolegliwości bólowych, amortyzacja

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
rozmiar buta	35 - 36	37 - 38	39 - 40	41 - 42	43 - 44	45 - 46



## DR-A201 Wkładki żelowe




- OPIS:**
- wysokiej jakości żel zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieraną na stopy,
  - strefa odciążająca została wykonana z bardziej miękkiego materiału

**WSKAZANIA:**

- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem
- łagodzenie dolegliwości bólowych
- ostrogę piętową, zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	M	L
rozmiar buta	35 - 38,5	38,5 - 42	42 - 45,5



## DR-A202 Wkładki żelowe



- OPIS:**
- wysokiej jakości żel zapewnia amortyzację i zmniejszenie siły nacisku wywieraną na stopy,
  - technologią AEGIS Microbe Shield pochłaniania zapach i zapobiegania rozwojowi bakterii.

**WSKAZANIA:**

- dolegliwości bólowe wywołane płaskostopiem
- łagodzenie dolegliwości bólowych
- ostrogę piętową, zapalenie ścięgna Achillesa.

ROZMIAR	S	L
rozmiar buta	36 - 40	41 - 45



## 7190 Aparat korekcyjny na hallux/dzień

### OPIS:

- aparat na halluksy składa się z elastycznej taśmy zakończonej uchwytem nakładanym na paluch,
- taśmę owijamy wokół stopy i tym samym regulujemy siłę odwodzenia palucha,
- aparat można stosować całodobowo, jest niezwykle komfortowy,
- ze względu na lekką konstrukcję mieści się w obuwiu,

### WSKAZANIA:

- korekcja halluksów.

ROZMIAR	UNI
(lewy / prawy)	UNI



## 7191 Aparat korekcyjny na hallux / noc

### OPIS:

- aparat na halluksy składa się z elastycznej taśmy zakończonej uchwytem nakładanym na paluch,
- taśmę owijamy wokół stopy i tym samym regulujemy siłę odwodzenia palucha,
- aparat można stosować całodobowo, jest niezwykle komfortowy,
- ze względu na lekką konstrukcję mieści się w obuwiu,

### WSKAZANIA:

- korekcja halluksów.

ROZMIAR	UNI
(lewy / prawy)	UNI



## ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm (lewa / prawa)	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 46



## DR-K018 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L
cm	26 - 31	31 - 36	36 - 41



## DR-K019 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46

# ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



## DR-K090 Orteza stawu kolanowego 3D KOMPRESYJNA



### OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki kompresyjny elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie oraz komfort użytkowania,
- orteza umiarkowanie stabilizuje staw kolanowy,
- wewnętrzne antypoślizgowe silikonowe elementy
- linia kompresyjna 3D.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 34	34 - 38	38 - 42	42 - 46



## DR-K092 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- oddychająca tkanina gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza,
- miękki kompresyjny elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie oraz komfort użytkowania,
- orteza stabilizuje staw kolanowy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- linia kompresyjna 3D.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	26 - 31	31 - 36	36 - 41



## DR-K006 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie przylega do stawu kolanowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie stopnia stabilizacji i kompresji,
- dwa paski zapinane na velcro zapobiegają zsuwaniu się ortezy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja krótka.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-K009 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie przylega do stawu kolanowego, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie stopnia stabilizacji i kompresji,
- dwa paski zapinane na velcro zapobiegają zsuwaniu się ortezy,
- silikonowy pierścień odciąża, stabilizuje i zapobiega przemieszczaniu się rzepki,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort użytkowania,
- wersja krótka.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

# ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



## SFK-01 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- materiał oddychający i elastyczny – gwarantuje wysoki komfort użytkowania,
- wyposażona w pierścień stabilizujący rzepkę, który zapewnia prawidłowe jej położenie oraz ochronę przed przeciążeniami,
- otwarta konstrukcja pozwala na regulowanie kompresji,
- zapięcie za pomocą dwóch taśm pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy do stawu kolanowego,
- po stronie wewnętrznej wstawki antypoślizgowe zabezpieczające przed zsuwaniem się ortezy,
- model uniwersalny pasuje na kolano lewe lub prawe; łatwo się zakłada i dopasowuje.

### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## 6141 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów,
- anatomicznie wyprofilowana orteza idealnie dopasowuje się do stawu kolanowego,
- pierścień silikonowy stabilizuje rzepkę i zapobiega jej przemieszczaniu,
- orteza poprawia czucie stawu i bezpieczeństwo podczas aktywności

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łękotki,
- przepracowanie,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	S		L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



## WK-01 Orteza stawu kolanowego wełniana



### OPIS:

- wykonany z syntetycznej wełny – akrylik, który posiada właściwości rozgrzewające,
- zastosowana tkanina w naturalny sposób zatrzymuje ciepło, zwiększając przepływ krwi łagodni bóle reumatyczne i mięśniowe,
- doskonale dopasowuje się do ciała i jest bardzo przyjemna w użytkowaniu,

### WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej,
- reumatyzm, artretyzm,
- bóle mięśniowe, bóle stawowe,

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL	3XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 48



## 6510 Orteza stawu kolanowego wełniana



### OPIS:

- wykonany z syntetycznej wełny – angoret, który posiada właściwości rozgrzewające, zastosowana tkanina w naturalny sposób zatrzymuje ciepło, zwiększając przepływ krwi łagodni bóle reumatyczne i mięśniowe, doskonale dopasowuje się do ciała i jest bardzo
- przyjemna w użytkowaniu,

### WSKAZANIA:

- zalecany w schorzeniach wymagających terapii cieplnej,
- reumatyzm, artretyzm,
- bóle mięśniowe, bóle stawowe,

ROZMI	S	M	L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45

# ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



## KB-314 Orteza stawu kolanowego

### OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, odciąża i poprawia ukrwienie,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała,

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42



## KB-714 Orteza stawu kolanowego

### OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, odciąża i poprawia ukrwienie,
- spiralne fiszliny odciążają i wspomagają pracę stawu kolanowego,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała.

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42



## 6910 Orteza stawu kolanowego

### OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- silikonowy pierścień stabilizuje rzepkę, masuje i poprawia ukrwienie,
- spiralne fiszliny odciążają i wspomagają pracę stawu kolanowego,
- odpowiednio tkany materiał oraz wyprofilowany kształt ortezy gwarantuje komfort użytkowania i dopasowania do ciała.

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- zwichnięciach

ROZMI	S	M	L	X	2X
cm	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



## 6876 Orteza podrzepkowa



### OPIS:

- rozmiar uniwersalny- zapięcie na rzep umożliwia regulację kompresji,
- wyposażona w silikonową wkładkę uciskową, która wywiera kontrolowany nacisk na ścięgno rzepki oraz zmniejsza przeciążenie podczas ruchu
- poprawia stabilność kolana i zmniejsza ból,
- lekka konstrukcja — można nosić pod ubraniem,
- do codziennego użytkowania i sportu

### WSKAZANIA:

- kolano „skoczka”,
- choroba Osgood Schlattera,
- niestabilność stawu kolanowego.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-K053 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- wysokiej jakości oddychająca tkanina stabilizuje i delikatnie rozgrzewa staw kolanowy,
- półtwarda konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie kompresji,
- dwa paski zapinane pod kolanem na velcro gwarantują indywidualną stabilizację rzepki a silikonowy pierścień odciąża i zapobiega przemieszczaniu,
- orteza wyprofilowana jest zgodnie z budową anatomiczną kolana co znacznie podnosi komfort jej użytkowania.


### WSKAZANIA:

- ochrona osłabionych mięśni,
- ból stawu kolanowego,
- lekkie kontuzje,
- artroza i artretyzm stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego.



ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 48

# ORTEZY STAWU KOLANOWEGO



## DR-K014 Orteza stawu kolanowego



### OPIS:

- lekki perforowany neopren stabilizuje i delikatnie ogrzewa staw kolanowy,
- dół podkolanowy wyposażony został w otwory wentylujące zwiększając tym samym cyrkulację powietrza,
- orteza posiada policentryczne, aluminiowe szyny stabilizujące staw kolanowy,
- otwarta konstrukcja oraz nieograniczona możliwość regulacji zapięcia pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy, nawet w przypadku bardzo nieproporcjonalnej budowy anatomicznej.
- podwójne pasy zapinane na velcro zwiększają siłę stabilizacji i kompresji.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 28	28 - 33	33 - 38	38 - 43	43 - 48

### WSKAZANIA:

- niestabilność stawu kolanowego,
- zwyrodnienia,
- dolegliwości o charakterze reumatoidalnym,
- leczenie pooperacyjne,
- zabezpieczenie podczas aktywności,
- uszkodzenie więzadeł,
- uszkodzenie rzepekki i łąkotki.

(22) 299 13 14 | 668 568 002

biuro@novicare.pl

www.novicare.pl



## 6150 Orteza stawu kolanowego

### OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów,
- wyposażony jest w dwuzawiasowe szyny stabilizujące staw kolanowy,
- pierścień silikonowy stabilizuje rzepkę i zapobiega jej przemieszczaniu,
- część podkolanowa wykonana jest z lekkiej tkaniny dzięki czemu orteza jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu,

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- przepracowanie,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
cm	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



## 6155 Orteza stawu kolanowego

### OPIS:

- wysokiej jakości neopren utrzymuje odpowiednią temperaturę, co powoduje zmniejszenie bólu, obrzęków i szybsze leczenie urazów.
- wyposażona jest w dwuzawiasowe szyny stabilizujące staw kolanowy.
- otwarta konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie do budowy anatomicznej kolana.
- część podkolanowa wykonana jest z cienkiej tkaniny dzięki czemu orteza jest niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu.

### WSKAZANIA:

- niestabilności kolana,
- schorzeniach łąkotki,
- przepracowanie,
- zwichnięciach.

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	2XL
cm	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45



## ORTEZY BARKU I OBOJCZYKA



ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37



## DR-W126-1 Stabilizator obojczyka

### OPIS:

- szerokie, regulowane pasy zapewniają utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- część grzbietowa wzmocniona została usztywnioną pelotą, która gwarantuje wysoki stopień stabilizacji obojczyków i ramion,
- taśmy zapinane na velcro umożliwiają indywidualne dostosowanie stabilizacji obojczyka.

### WSKAZANIA:

- korekcja postawy,
- pourazowo,
- pooperacyjnie.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	63 - 75	75 - 87	87 - 99	99 - 111



## DR-E028 Temblak

### OPIS:

- lekki, siatkowy materiał zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza,
- wyprofilowany rękaw pozwala na komfortowe ułożenie dłoni i przedramienia,
- regulowany pas wyposażony jest w poduszeczkę zapobiegającą otarciom szyi.

### WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.
- podwichnięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37



## DR-E027 Temblak

### OPIS:

- lekki, przewiewny materiał zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza,
- odpowiednio wyprofilowany rękaw pozwala na komfortowe ułożenie dłoni i przedramienia,
- regulowany pas wyposażony jest w poduszeczkę zapobiegającą otarciom szyi,
- dodatkowa taśma umożliwia przypięcia temblaka wokół pasa w celu ustabilizowania barku.

### WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37

## ORTEZY BARKU I OBOJCZYKA



### DR-W125 Temblak



#### OPIS:

- temblak ma formę podwieszki, składającej się z regulowanej taśmy wyposażonej w poduszczkę zapobiegającą otarciom,
- lekka, przewiewna konstrukcja zapewnia cyrkulację powietrza.

#### WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- urazy barku,
- podtrzymanie gipsu, stabilizacja barku.
- podwinięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej,
- przy doleczaniu pooperacyjnym.

ROZMIAR	S	L
cm	25 - 31	31 - 37



### HB-5410 Y Temblak



#### OPIS:

- lekki, przewiewny, siatkowy materiał jest niezwykle przyjemny i komfortowy w kontakcie z ciałem.
- odpowiednio wyprofilowany kształt gwarantuje właściwe rozłożenie przedramienia w temblaku.
- wygodna i prosta regulacja długości taśmy za pomocą klipsa.

#### WSKAZANIA:

- profilaktyka wypadania głowy kości ramiennej,
- podtrzymanie gipsu,
- podwinięcie w stawie barkowym,
- skręcenia i stłuczenia obręczy barkowej,
- przy doleczaniu pooperacyjnym.

ROZMIAR	S - M	L - XXL
cm	25 - 31	31 - 37



### KB-743 Stabilizator barku



#### OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- dwustronne zapięcie na rzep umożliwia wygodne zapięcie ortozy,
- anatomicznie wyprofilowana konstrukcja zapewnia komfortowe dopasowanie oraz optymalną stabilizację stawu barkowego i ramienia,

#### WSKAZANIA:

- podwinięcia stawu barkowego,
- niestabilność,
- przewlekłe dolegliwości bólowe
- ochrona przed urazami.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37



## 1741 Desault



### OPIS:

- lekka, oddychająca tkanina zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- dwuczęściowa konstrukcja składająca się z rękawa oraz psa stabilizującego,
- orteza gwarantuje wysoki stopień unieruchomienia oraz możliwość indywidualnego dopasowania do budowy ciała.

### WSKAZANIA:

- stłuczenia,
- skręcenia obręczy barkowej,
- podwichnięcia stawu barkowego,
- doleczenie po zabiegach operacyjnych wykonywanych w okolicach kości ramiennej,
- zapalenia okołostawowe barku oraz w przypadku udarów.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO



ROZMIAR	S	M	L
cm	22 - 24	24 - 28	28 - 32



## DR-E010 Orteza stawu łokciowego



### OPIS:

- miękki i elastyczny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom sportowym.

### WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	S	M	L
cm	20 - 25	25 - 30	30 - 35



## DR-E002 Orteza stawu łokciowego



### OPIS:

- perforowany neopren zapewnia stabilizację i ogrzewa staw co wpływa na szybsze leczenie urazów,
- dwa paski zapinane na velcro gwarantują regulację kompresji,
- stanowi doskonałą ochronę przed urazami,
- odpowiednie wyprofilowanie zapewnia idealne dopasowanie i komfort

### WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## DR-E520 Orteza na łokieć tenisisty z pelotą



### OPIS:

- orteza wykonana jest z nieelastycznego materiału,
- wyposażona jest w pelotę, którą można przepinać w zależności od schorzenia (łokieć tenisisty, golfisty)
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu.
- orteza posiada skalę za pomocą której można kontrolować stopień kompresji.

### WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI

## ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO



### SZE-01 Orteza na łokieć tenisisty z pelotą

#### OPIS:

- orteza wykonana jest z nieelastycznego materiału,
- wyposażona jest w pelotę, którą można przepinać w zależności od schorzenia (łokieć tenisisty, golfisty)
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu.
- orteza posiada skalę za pomocą której można kontrolować stopień kompresji.

#### WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



### DR-E112 Orteza na łokieć tenisisty i golfisty z pelotami

#### OPIS:

- wysokiej jakości tkanina idealnie dopasowuje się do stawu,
- zamknięta konstrukcja zapewnia idealne przyleganie i kompresję,
- wyposażona jest w dwie peloty, odpowiednio na łokieć tenisisty i golfisty,
- elastyczna taśma zapinana wokół stawu umożliwia regulację siły kompresji,
- odpowiednio zapięta orteza niweluje uczucie bólu,

#### WSKAZANIA:

- łokieć tenisisty,
- łokieć golfisty.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	25 - 30	30 - 35	35 - 40



### DR-E090 Orteza stawu łokciowego KOMPRESYJNA 3D

#### OPIS:

- miękki, kompresyjny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom,
- linia kompresyjna 3D.

#### WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	S	M	L	XL
cm	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40



## DR-E092 Orteza stawu łokciowego KOMPRESYJNA 3D



### OPIS:

- miękki, kompresyjny materiał zapewnia maksymalne dopasowanie i komfort użytkowania,
- delikatnie ogrzewa staw łokciowy i zapewnia umiarkowaną kompresję,
- stanowi ochronę i zapobiega urazom,
- silikonowe peloty, które odciążają i masują okolice stawu, zmniejszając dolegliwości bólowe i obrzęk.
- linia kompresyjna 3D.

### WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki,
- choroba zwyrodnieniowa.

ROZMIAR	M	L	XL
cm	25 - 30	30 - 38	35 - 40



## SFE01 Orteza stawu łokciowego



### OPIS:

- perforowany neopren zapewnia stabilizację i ogrzewa staw co wpływa na szybsze leczenie urazów,
- dwa paski zapinane na velcro gwarantują regulację kompresji,
- stanowi doskonałą ochronę przed urazami,
- odpowiednie wyprofilowanie zapewnia idealne dopasowanie i komfort

### WSKAZANIA:

- napięcia w stawie łokciowym,
- delikatne urazy,
- zapalenie ścięgna,
- zapalenie kaletki.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



## KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE



ROZMIAR	S	M	L
cm	25,5 - 33	33,5 - 40	40,5 - 47

# KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE



## DR-123-1 Kołnierz ortopedyczny typu Campa



### OPIS:

- kołnierz wykonany jest z hipoalergicznnej pianki,
- dwa panele zapinane na rzepy gwarantują silną stabilizację odcinka szyjnego,
- wyposażony jest w otwór tracheostomijny,
- wzmocniona tylna i przednia część kołnierza silnie podpira podbródek i potylicę.

### WSKAZANIA:

- dyskopatie odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zmiany zwyrodnieniowe,
- zespoły bólowe,
- profilaktyka pourazowa,
- przeciążenia i stany zapalne mięśni,
- stabilizacja i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa,
- wypadnięcie krążków międzykręgowych.

ROZMIAR	S	M	L
cm	25,5 - 33	33,5 - 40	40,5 - 47

# TAPE



## DR-RB100 Taśmy oporowe do ćwiczeń

### OPIS:

- różne poziomy oporu dopasowane do intensywności treningu
- wszechstronne zastosowanie (siła, mobilność, rehabilitacja, stretching)
- trwałe i elastyczny materiał odporny na rozciąganie
- kompaktowy rozmiar — łatwe przechowywanie i transport
- odpowiednie do treningu całego ciała
- idealne do ćwiczeń w domu i na świeżym powietrzu

### WSKAZANIA:

- wzmacnianie i ujędrnianie mięśni całego ciała,
- poprawa siły, wytrzymałości i stabilizacji mięśniowej
- rehabilitacja po urazach i wsparcie fizjoterapii
- zwiększenie zakresu ruchu oraz mobilności stawów
- trening funkcjonalny i korekcja postawy ciała
- rozgrzewka oraz aktywacja mięśni przed treningiem
- stretching i ćwiczenia rozciągające
- trening domowy, fitness oraz przygotowanie sportowe

MODEL	RB 101	RB 102	RB 103	RB104	RB 105
kolor	żółta	czerwona	zielona	niebieska	czarna



## SM-702 Tape

### OPIS:

- hipoalergiczne tape doskonale łagodzą obrzęki, stłuczenia i przeciążenia fizyczne,
- koją ból i wspomagają mięśnie podczas aktywności,
- nie ograniczają swobody ruchów, są wodoodporne i wysoce oddychające,
- mogą być noszone przez kilka dni,
- wspomagają naturalną pracę mięśni.

### WSKAZANIA:

- leczeniu dysfunkcji narządu ruchu,
- zmniejszenia obrzęku i bólu,
- poprawy stabilizacji.

ROZMIAR	ROLKA
cm	5 cm x 5 m



## DR-A402 Termoplastyczna orteza stawu skokowego

### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu skokowego,
- dwie termoplastyczne szyny znajdujące się po obu stronach stawu zapewniają maksymalny stopień stabilizacji, a możliwość indywidualnego wyprofilowania gwarantuje idealne dopasowanie i komfort
- elastyczna taśma zapinana krzyżowo wzmacniają siłę unieruchomienia.

### WSKAZANIA:

- niestabilność i wiotkość stawu skokowego
- zapalenie ścięgien, zapalenie kaletki maziowej
- choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego.

ROZMIAR	S	M	L	XL	2XL
cm	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28



## DR-W402 Termoplastyczna orteza kciuka

### OPIS:

- wysokiej jakości oddychający, perforowany neopren idealnie dopasowuje się do stawu, stabilizuje i delikatnie rozgrzewa co wpływa na szybsze leczenie urazu,
- dwustronna konstrukcja na prawą i lewą stronę,
- termoplastyczna szyna obejmująca nadgarstek i kciuk zapewnia maksymalny stopień stabilizacji, a możliwość indywidualnego wyprofilowania gwarantuje idealne dopasowanie i komfort,
- regulowana kompresja za pomocą dodatkowych taśm

### WSKAZANIA:

- Choroba De Quervaina
- Zapalenie błony maziowej kciuka

ROZMIAR	M	L
cm	16 - 18,5	19 - 21,5



## DR-W405 Termoplastyczna orteza palców i nadgarstka

### OPIS:

- doskonałej jakości perforowany neopren zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza,
- możliwość stosowania na prawą i lewą stronę
- termoplastyczna szyna stabilizująca zapewnia wysoki stopień usztywnienia dowolnego palca i nadgarstka, a możliwość indywidualnego wyprofilowania gwarantuje idealne dopasowanie i komfort użytkowania
- konstrukcja ortozy zapewnia szybkie i precyzyjne.

### WSKAZANIA:

- zapalenie ścięgien,
- zapalenie kaletki maziowej,
- choroba zwyrodnieniowa stawów nadgarstka i palców,
- stabilizacja i unieruchomienie palców i nadgarstka po operacji lub urazie.

ROZMIAR	UNI
cm	UNI



PODUSZKI ORTOPEDYCZNE

# PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



## VT 1002 Poduszka podróżna

- OPIS:**
- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka dopasowuje się do odcinka szyjnego,
  - poduszka rozluźnia spięte mięśnie i zapewnia poczucie komfortu,
  - zdejmowany na suwak pokrowiec wykonany jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

**WSKAZANIA:**

- ból szyi
- ból głowy i ramion
- niestabilność kręgów szyjnych,
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

ROZMIAR	UNI
cm	31 x 27 x 10



## BP 1001 Poduszka lędźwiowa

- OPIS:**
- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
  - odpowiednie wyprofilowanie odciąża odcinek lędźwiowy
  - zastosowane wypustki wywołują efekt mikromasażu oraz poprawiają cyrkulację powietrza,
  - pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
  - zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,
  - dodatkowy pasek pozwala zamocować poduszkę na dowolnym oparciu,

**WSKAZANIA:**

- dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego

ROZMIAR	UNI
cm	35 x 33 x 12



## BP 1001V Poduszka lędźwiowa VISCO

- OPIS:**
- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka dopasowuje się do kształtu ciała niwelując uczucie bólu,
  - odpowiednie wyprofilowanie odciąża odcinek lędźwiowy
  - zastosowane wypustki wywołują efekt mikromasażu oraz poprawiają cyrkulację powietrza,
  - pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
  - zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,
  - dodatkowy pasek pozwala zamocować poduszkę na dowolnym oparciu,

**WSKAZANIA:**

- dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego.

ROZMIAR	UNI
cm	35 x 33 x 12



## SC1001 Poduszka przeciwoleżynowa

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt pierścienia gwarantuje odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

### WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwoleżynowo,
- poporodowo,
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm



## SC1001V Poduszka przeciwoleżynowa VISCO

### OPIS:

- wysokiej jakości viscoelastyczna pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- poduszka dopasowuje się do kształtu ciała niwelując uczucie bólu i dyskomfortu,
- kształt pierścienia gwarantuje odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak umożliwia zdjęcia pokrowca,

### WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwoleżynowo,
- poporodowo, siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm



## SC 1004U Poduszka przeciwoleżynowa

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- otwarty kształt poduszki „U” gwarantuje maksymalne odciążenie kości ogonowej,
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

### WSKAZANIA:

- hemoroidy,
- przeciwoleżynowo,
- poporodowo, siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	∅ 40cm

# PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



## R 1001 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	46 x 30 x 10/7



## R 1002 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	47 x 32 x 14/10



## V 1006 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka „z pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- dodatkowe wycięcie pod szyję zapewnia prawidłowe ułożenie w pozycji bocznej,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu.

ROZMIAR	UNI
cm	54 x 30 x 11,5/6



## V 2010 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	53 x 40 x 13



## V 7006 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	60 x 43 x 11/10



## V 7007 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka „z pamięcią kształtu”, która pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- dodatkowe wycięcie pod szyję zapewnia prawidłowe ułożenie w pozycji bocznej,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu.

ROZMIAR	UNI
cm	60 x 43 x 14/12

# PODUSZKI ORTOPEDYCZNE



## K 2013 Poduszka ortopedyczna

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka z „pamięcią kształtu” pod wpływem ciężaru ciała i temperatury doskonale dopasowuje się do odcinka szyjnego,
- wyprofilowany kształt sprawia, że kręgosłup prawidłowo ułożony jest podczas snu,
- poszewka zapinana na suwak, wykonana jest z przyjaznej dla skóry tkaniny,

### WSKAZANIA:

- zmiany dyskopatyczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
- bóle karku i szyi, zwyrodnienia stawów,
- międzykręgowych kręgosłupa,
- poprawa komfortu snu

ROZMIAR	UNI
cm	55 x 46 x 13



## A 0012 Poduszka ortopedyczna do siedzenia

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt poduszki wymusza utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas siedzenia
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

### WSKAZANIA:

- ból kręgosłupa
- napięcia mięśniowe podczas długotrwałego siedzenia
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	45 x 39 x 6/1



## W 0014 Poduszka ortopedyczna do siedzenia - podwyższająca

### OPIS:

- wysokiej jakości pianka zapewnia komfort podczas użytkowania,
- kształt poduszki wymusza utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas siedzenia
- pokrowiec wykonany jest z przewiewnej hipoalergicznnej tkaniny,
- zapięcie na suwak gwarantuje możliwość zdjęcia pokrowca,

### WSKAZANIA:

- problemy ze wstawaniem,
- napięcia mięśniowe podczas długotrwałego siedzenia
- siedzący tryb życia

ROZMIAR	UNI
cm	40 x 45 x 7

# STABILIZATORY PALCÓW



## B-10671 Stabilizator palca



### OPIS:

- szyna ortopedyczna Zimmera to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

### WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

UNI



## B-111 Stabilizator palca



### OPIS:

- szyna ortopedyczna to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

### WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

S

M

L



## B-109 Stabilizator palca



### OPIS:

- szyna ortopedyczna to wyrób medyczny wyprodukowany z aluminium,
- wewnętrzna strona pokryta jest gąbką, która zapewnia komfort użytkowania,
- pozwala unieruchomić palec po urazie, nie ograniczając nadmiernie ruchów dłoni.
- zabezpiecza przed zginaniem i pozwala skórze oddychać

### WSKAZANIA:

- złamanie palców, stabilizacja stawów międzypaliczkowych, uszkodzenie prostownika

ROZMIAR

S

M

L



## B-1070 Aparat Stacka



### OPIS:

- aparat Stacka przeznaczony jest do stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego w pozycji wyprostowanej,
- umożliwia ruch innym palcom,
- wykonany został z lekkiego o tworzywa w kolorze cielestym,
- bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców,

### WSKAZANIA:

- oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego
- skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego
- złamania kości paliczków dalszych

ROZMIAR

1

2

3

4

5

5,5

6





**NOVICARE Sp. z o.o.**

ul. Zyndrama z Maszkowic 19, 03-030 Warszawa

T: (22) 299 13 14 | 668 568 002

M: [biuro@novicare.pl](mailto:biuro@novicare.pl)



[www.novicare.pl](http://www.novicare.pl)